Combitips® Advanced Eppendorf

eppendorf

Compatibles con : Miltipette® M4, Mutipette® E3 y E3X, Multipette® Plus 4980 y 4981, Multipette® Stream y Xstream, Multipette® Pro, EDOS 5222, Multipette® 4780

Disponibles en :

+ calidad estándar por 4 bolsas de 25 unidades
+ PCR clean por 4 bolsas de 25 unidades
+ calidad Biopur, en blister individual, garantizadas estériles, libres de pirógenos, de ADN, de ATP y de RNasa
+ calidad Forensic DNA : certificada conforme ISO 18385, libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidor de PCR

- 9 tamaños de Combitips® Advanced : rango volumétrico de 0,1 a 50 ml
- Código de colores para identificación rápida del Combitips® deseado, sin error
- Puntas largas y afiladas : los modelos 2,5 - 5 y 10 ml llegan al fondo de los tubos, lo que permite vaciarlos para que no se pierda muestra
- Práctico: se entrega en un paquete con dispensador
- Opción : soporte Combitip Rack para manipular con una sola mano









Vol. (ml)	Con Multipette® M4			Con Multipette® E3 / E3X			Código color	Combitips® Advanced							
								Estándar		PCR Clean		Biopur		Forensic DNA	
	Volumen Mín/Máx	Incremento	Vol. máx. dispensado	Volumen Mín/Máx	Incremento	Vol. máx. dispensado		Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,1	1 - 20 µl	1 µl	20 µl	1 - 100 µl	0,1 µl	0,1 ml	Blanco	033082B	NC -	035746	NC -	033091B	NC -	-	-
0,2	2 - 40 µl	2 µl	40 µl	2 - 200 µl	0,2 µl	0,2 ml	Azul claro	033083B	NC -	035747	NC -	033092B	NC -	-	-
0,5	5 - 100 µl	5 µl	100 µl	5 - 500 µl	0,5 µl	0,5 ml	Violeta	033084B	NC -	035748	NC -	033093B	NC -	-	-
1	10 - 200 µl	10 µl	200 µl	10 µl - 1 ml	1 µl	1 ml	Amarillo	033085B	NC -	035749	NC -	033094B	NC -	933920	NC -
2,5	25 - 500 µl	25 µl	500 µl	25 µl - 2,5 ml	2,5 µl	2,5 ml	Verde	033086B	NC -	035750	NC -	033095B	NC -	933921	NC -
5	50 - 1000 µl	50 µl	1000 µl	50 µl - 5 ml	5 µl	5 ml	Azul	033087B	NC -	035751	NC -	033096B	NC -	933922	NC -
10	100 - 2000 µl	100 µl	2000 µl	100 µl - 10 ml	10 µl	10 ml	Naranja	033088B	NC -	035752	NC -	033097B	NC -	-	-
25	250 - 5000 µl	250 µl	5000 µl	250 µl - 25 ml	25 µl	25 ml	Rojo	033089B	NC -	035753	NC -	033098B	NC -	-	-
50	500 - 10000 µl	500 µl	10000 µl	500 µl - 50 ml	50 µl	50 ml	Gris	033090B	NC -	035754	NC -	033099B	NC -	-	-

Accesorios

Ref.	Descripción	Color	Unid./ caja	€/caja
033100B	Adaptador Combitips® Advanced 25 ml	Rojo	1	NC -
033101B	Adaptador Combitips® Advanced 50 ml	Gris claro	1	NC -
033102B	Adaptador Combitips® Advanced Biopur 25 ml, estéril	Rojo	7	NC -
033103B	Adaptador Combitips® Advanced Biopur 50 ml, estéril	Gris claro	7	NC -
033106B	Soporte con tapa Combitip Rack para 8 Combitips® Advanced de 0,1 a 10 ml		1	NC -

Envase con servidor



Jeringas Finnpipette Stepper

thermo scientific

Pipeta de repetición para dispensar hasta 45 veces el mismo volumen de reactivo desde una jeringa Finntip Stepper.

- Rango de volumen : 10 µl a 5000 µl
- No estéril o estéril en envase individual

Jeringas Finntips Stepper

Volumen (ml)	No estéril			Estéril		
	Ref.	Unid./ de env.	€	Ref.	Unid./ de env.	€
0,50	047143	100	NC -	047150	50	NC -
1,25	047144	100	NC -	047151	50	NC -
2,50	047145	100	NC -	047152	50	NC -
5	047146	50	NC -	047153	25	NC -
12,50	047147	50	NC -	047154	25	NC -
25	047148	20	NC -	047155	10	NC -
50	047149	10	NC -	047156	10	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB