Comprobador de fugas para micropipetas



- Detecta fugas en segundos
- Prueba de aspiración de aire para evitar el riesgo de suciedad en la micropipeta
- Conexión RS-232C para la extracción de datos de prueba

Modelo	AD-1690
Valor de despresurización	- 20 kPa ± 20% (fijo)
Tolerancia a las variaciones de presión	+ 0,2 kPa / 10 s
Tiempo de funcionamiento	6 s
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	231 x 126 x 78
Peso (g)	570
Ref.	**787004**
€	**NC -**

Comprobadores de precisión para micropipetas



- Conversión automática de masa/volumen y evaluación de necesidades mediante el software "WinCT-Pipette" a través de una conexión USB
- Control según ISO8655, de acuerdo a las especificaciones del fabricante o sus propios ajustes
- Resultados de las pruebas exportables en formato A4 para su documentación
- Se suministra con trampa de líquido, peso de calibración, termómetro, software WinCT-Pipette y maletín de transporte

Modelo	AD-4212B-PT	AD-4212A-PT	FX-300i-PT
Capacidad (g)	5,1 / 31 / 110	110	320
Precisión de visualización (mg)	0,001 / 0,01 / 0,1	0,1	1
Linealidad (mg)	±0,05 / ±0,05 / ±0,1	± 0,3	± 2
Repetibilidad (mg)	0,015 / 0,05 / 0,1	0,15	1
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	Base : 80 x 230 x 200 Indicador : 237 x 150 x 155		193 x 262,5 x 190
Peso (kg)	7,6	7,2	6,4
Ref.	**787003**	**787002**	**787001**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

DISTRIMAN® Gilson



Pipeta de dispensación repetitiva de desplazamiento positivo.
Dispensa volúmenes de 1 µl a 1000 µl con tres jeringas DistriTips.

- Hasta 125 alícuotas por DistriTips
- Sin tabla de conversión: basta con indicar el volumen del Distritip y el volumen a suministrar en el DISTRIMAN®
- Los DistriTips están libres de RNasa, DNasa, ADN, ARN y proteasas
- DistriTips estándar o esterilizados en envase individual

DISTRIMAN® Gilson

Ref.	Descripción	€
066134	DISTRIMAN® Gilson	**NC -**

DistriTips Gilson

Ref.	Modelo	Volumen total	Esterilizadas	Volumen dispensado	Unid./ caja	€/ caja
066135	Micro	125 µl	No	1 µl a 12,5 µl	50	**NC -**
066136	Mini	1250 µl	No	10 µl a 125 µl	50	**NC -**
066137	Maxi	12,5 ml	No	100 µl a 1,25 ml	50	**NC -**
066138	Micro	125 µl	Sí*	1 µl a 12,5 µl	50	**NC -**
066139	Mini	1250 µl	Sí*	10 µl a 125 µl	50	**NC -**
066140	Maxi	12,5 ml	Sí*	100 µl a 1,25 ml	50	**NC -**

* Envase unitario.