Pipetas microdosificadoras de volumen variable Acura® 865 Socorex







Pipetas microdosificadoras para la dosificación continua de microvolúmenes.

- Válvula de tres vías para el llenado automático de líquidos
- Tres modelos en un rango de volumen de 5 a 1000 µl
- Totalmente autoclavable a 121°C
- Número de serie y certificado de calibración individual
- Múltiples opciones de alimentación (ver accesorios)
- Se suministra con tubo de silicona de 90 cm, cánula de espuma, tapón válvula, certificado de prueba e instrucciones de uso

Ref.	Volumen (µl)	División (µl)	€
061370	5 - 50	0,1	**NC -**
061371	20 - 200	0,2	**NC -**
061372	100 - 1000	1,0	**NC -**

+ productos en nuestras WEB

Pipetas dispensadoras HandyStep® S y HandyStep® Touch











HandyStep® S

Funcionamiento por desplazamiento positivo.
Se entrega con certificado de calidad y soporte de pared.

Ref.	Descripción	€
705100	HandyStep® S con soporte mural	**NC -**
091434	Soporte de pared para HandyStep® S	**NC -**

HandyStep® Touch y Touch S

2 versiones :

+ HandyStep® Touch : funciones de pipeteo, multidispensación y dispensación automática;
+ HandyStep® Touch S : todas las funciones de la HandyStep® Touch, así como la dispensación secuencial, la multisucción y la titración.

- Pantalla táctil de interfaz intuitivo
- Detección automática de puntas DD-Tips II
- Eyección automática de las puntas
- Superficies lisas sin ranuras ni esquinas para facilitar la limpieza
- Carga por inducción

Ref.	Descripción	€
042443	Handystep® Touch completa	**NC -**
042444	Handystep® Touch S completa	**NC -**
090257	Handystep® Touch con soporte de carga	**NC -**
090258	Handystep® Touch S con soporte de carga	**NC -**
042445	Soporte de carga sin adaptador de corriente	**NC -**
042446	Rack de soporte	**NC -**
042447	Adaptador de corriente de universal	**NC -**
042448	Soporte universal para estantes y rack	**NC -**
042449	Batería de repuesto	**NC -**

Puntas dispensadoras para HandyStep® DD-tips II

	No estériles			BIO-CERT*		
Vol. (ml)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,1	**042450**	100	**NC -**	**042460**	100	**NC -**
0,5	**042451**	100	**NC -**	**042461**	100	**NC -**
1	**042452**	100	**NC -**	**042462**	100	**NC -**
1,25	**042453**	100	**NC -**	**042463**	100	**NC -**
2,5	**042454**	100	**NC -**	**042464**	100	**NC -**
5	**042455**	100	**NC -**	**042465**	100	**NC -**
10	**042456**	100	**NC -**	**042466**	100	**NC -**
12,5	**042457**	100	**NC -**	**042467**	100	**NC -**
25	**042458**	50	**NC -**	**042468**	25	**NC -**
50	**042459**	25	**NC -**	**042469**	25	**NC -**

* Estéril, libre de RNasa, libre de ADN, libre de endotoxinas, libre de ATP.

Ref.	Descripción	€
042470	Juego de 20 puntas de vol. 0,5 / 1 / 1,25 / 2,5 / 5 / 10 y 12,5 ml	**NC -**

+ info en nuestras WEB