Autómata de pipeteo Microlab Prep

HAMILTON

- Sistema automático de pipeteado y dispensación configurado mediante pantalla táctil, sin necesidad de ordenador
- Volumen de pipeteo de 0,5 µl a 1 ml
- Amplia gama de accesorios disponibles para adaptarse a sus necesidades
- Aplicaciones: preparación de mix PCR/qPCR, de bibliotecas NGS, dilución en serie, alícuotas y estandarización de muestras
- Detección del nivel de líquido con sensores integrados para evitar errores de pipeteo

NUEVO



Modelo	Microlab Prep - cabezal de pipeteo 2 canales	Microlab Prep - cabezal de pipeteo 8 canales	Microlab Prep - cabezales de pipeteo 2 y 8 canales
Compatible con placas de 96 pocillos	Sí	Sí	Sí
Compatible con placas de 384 pocillos	Sí	Sí	Sí
Compatible con el depósito de reactivos	Sí	Sí	Sí
Compatible con todo tipo de tubos	Sí	No	Sí
	Compatible con todo tipo de consumibles de laboratorio	Optimizado para un pipeteado rápido y de gran volumen	Cuenta con dos cabezales pipeteado, para una mayor flexibilidad y rapidez de pipeteado
Ref.	**184024**	**184025**	**184026**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Envase	€
184032	Soporte para 5 depósitos de reactivos (los depósitos se venden por separado)	1	**NC -**
184029	Gradilla para 24 tubos	1	**NC -**
184034	Gradillas para 24 microtubos	1	**NC -**
184050	Gradilla para un rack de puntas	1	**NC -**
184031	Agitador con calefacción de 3 mm	1	**NC -**
5669401	Depósito de reactivo de 60 ml con tapa, color natural	28	**NC -**
5669402	Depósito de reactivo de 60 ml con tapa, color negro	28	**NC -**
184028	Botella de residuos líquidos	1	**NC -**
184035	Soporte para bolsa de residuos	1	**NC -**
184033	Lectores de códigos de barras, conectividad USB	1	**NC -**

Autómata de pipeteo Lambda EliteMax

CORNING

- Pipeteador semiautomático
- Aplicaciones: preparación de mix PCR/qPCR, purificación de productos PCR, diluciones seriadas, purificación de ácidos nucleicos, preparación y dispensación de muestras
- Control de Interfaz por pantalla táctil
- 2 cabezales de pipeteado, monocanal y 12 canales, para mayor flexibilidad y rapidez de pipeteado
- Volumen de pipeteo de 1 a 200 µl
- Compatible con las puntas Corning asociadas

NUEVO



Canales de pipeteo	Un canal y 12 canales
Volumen de pipeteo	1 - 200 µl
Formato de placa	Placa de 96 pocillos, microplaca, placa deepwell, de fondo plano, en V o cónico
Dimensiones L x an x al (mm)	520 x 285 x 360
Peso (kg)	20
Conectividad	USB
Alimentación	100-240 VAC, 47-63 Hz
Ref.	**006070**
€	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB