Puntas Hamilton CO-RE Tips para los robots STARLINE y NIMBUS

DNasa RNasa · Piró-genos · Inhibidor de PCR


NTR 20 x 96 puntas


Blister 5 x 96 puntas

- Puntas de polipropileno con o sin filtro
- Filtro de polietileno
- Puntas negras conductoras, puntas transparentes no conductoras (excepto ref. 235965)
- Certificado de "pureza orgánica probada"
- Tecnología CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) : cada punta tiene una ranura interna O-Ring
- Envase:
  - en blíster (5 bandejas de 24 ó 96 puntas envasadas en blísteres)
  - Pack NTR : Nested Tip Rack 20 x 96 (ó 20 x 384) : 5 filas de 4 gradillas apiladas en un marco desechable
  - 1T Tray : cargadores individuales de 4 puntos
- Trazabilidad :
  - código de barras (código 128 subset B ó C) en cada sub-envase (de 4, 24, 96 ó 384)
  - número de identificación único, número de lote, número de producto, fecha de fabricación y volumen de puntas inscritas
  - 5 colores de códigos de barras surtidos

Puntas para cabezal CO-RE 96

Volumen (µl)	Longitud (mm)	Ø Int. (mm)	Color	Envase	Puntas/ caja	Estéril con filtro		No estéril con filtro		Estéril sin filtro		No estéril sin filtro	
						Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	29,9	0,3	Negro	12 blisters (5 x 96)	5760	235936	NC -	235901	NC -	235935	NC -	235900	NC -
				6 packs NTR (20 x 96)	11520	-	-	-	-	-	-	235949	NC -
0,5 - 50	50,4	0,4	Negro	12 blisters (5 x 96)	5760	235979	NC -	235948	NC -	235978	NC -	235966	NC -
				6 packs NTR (20 x 96)	11520	-	-	-	-	235987	NC -	235947	NC -
10 - 300	59,9	0,4	Negro	12 blisters (5 x 96)	5760	235938	NC -	235903	NC -	235937	NC -	235902	NC -
				6 packs NTR (20 x 96)	11520	-	-	-	-	235985	NC -	235950	NC -
						-	-	-	-	-	-	235965*	NC -
10 - 300	95 (fina)	0,4	Negro	8 blisters (5 x 96)	3840	235646	NC -	235647	NC -	235648	NC -	235806	NC -
10 - 1000	95,1	0,7	Negro	8 blisters (5 x 96)	3840	235940	NC -	235905	NC -	235939	NC -	235904	NC -

* La punta Ref. D235965 (10 - 300 µl, color natural) es conductora

Puntas grandes especiales «wide bore tips» para cabezal CO-RE 96


235452 y 235688


235541 y 235444

Volumen (µl)	Longitud (mm)	Ø Int. (mm)	Color	Envase	Puntas/ caja	Estéril con filtro		No estéril con filtro		No estéril sin filtro	
						Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
10 - 300	52,2	0,71	Negro	12 blisters (5 x 96)	5760	-	-	235452	NC -	235688	NC -
10 - 300	51,6	1,55	Negro	12 blisters (5 x 96)	5760	-	-	235449	NC -	235451	NC -
10 - 1000	91,8	1,2	Negro	8 blisters (5 x 96)	3840	235677	NC -	235678	NC -	235679	NC -
10 - 1000	80,1	3,2	Negro	8 blisters (5 x 96)	3840	-	-	235541	NC -	235444	NC -

Puntas especiales «piercing tips» para cabezal CO-RE 96


Piercing tip

Volumen (µl)	Longitud (mm)	Ø Int. (mm)	Color	Envase	Puntas/ caja	Estéril con filtro		No estéril con filtro		Estéril sin filtro		No estéril sin filtro	
						Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
2 - 150	65,0	0,4	Negro	8 blisters (5 x 96)	5760	235649	NC -	235658	NC -	-	-	-	-
2 - 250						-	-	-	-	235659	NC -	235805	NC -

Puntas para cabezal CO-RE 384

Volumen (µl)	Longitud (mm)	Ø Int. (mm)	Color	Envase	Puntas/ caja	Estéril sin filtro		No estéril sin filtro	
						Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 50	39,5	0,4	Negro	1 NTR (20 x 384)	7680	235694	NC -	235989	NC -
				1 NTR (20 x 96)	1920	235695	NC -	235993	NC -
			Natural	1 NTR (20 x 384)	7680	-	-	235446	NC -
				1 NTR (20 x 96)	1920	-	-	235447	NC -