
## Rastrillo Manifold para microplacas

Fabricadas en acero inoxidable y teflón, estos rastrillos de distribución para microplacas son inertes y autoclavables.

- Para la aspiración y la distribución
- Conexión Luer Lock
- Se suministra con una herramienta de limpieza
- ø ext. x ø int. de puntas : 0,8 x 0,4 mm

| Ref. | Forma | N° de puntas | Para placas | Espacio de punta - punta (mm) | Longitud punta (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075028 | Recta | 4 | 96 pocillos | 9 | 11 | NC - |
| 075029 | Recta | 8 | 96 pocillos | 9 | 11 | NC - |
| 075030 | Curva | 8 | 96 pocillos | 9 | 11 | NC - |
| 075031 | Recta | 12 | 96 pocillos | 9 | 11 | NC - |
| 075032 | Recta | 4 | 24 pocillos | 20 | 17,5 | NC - |
| 075033 | Curva | 4 | 24 pocillos | 20 | 17,5 | NC - |
| 075034 | Curva | 12 | 96 pocillos | 9 | 11 | NC - |
| 075035 | Recta | 24 | 384 pocillos | 4,5 | 11 | NC - |
| 075036 | Recta | 16 | 384 pocillos | 4,5 | 11 | NC - |
| 075037 | Curva | 24 | 384 pocillos | 4,5 | 11 | NC - |
| 075038 | Curva | 16 | 384 pocillos | 4,5 | 11 | NC - |
| 075039 | Tapón para punta | - | - | - | - | NC - |



## Micropipetas calibradas Drummond – Alta precisión

De gran precisión, estos capilares de vidrio pulido a la llama,están rigurosamente calibradas con una precisión de ± 0,5%.
En caja de 250, con una tubo de aspiración.

- Código color
- Volumen impreso
- Línea de calibre

### Tubo de aspiración

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 075056 | Tubo de aspiración (38 cm) | NC - |




| Volumen (µl) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 44,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código color | Blanco | Naranja | Negro | Blanco doble | Negro doble | Amarillo | Morado/azul |
| Ref. | 075043 | 075044 | 075045 | 075046 | 075047 | 075048 | 075049 |
| € la caja de 250 | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |

| Volumen (µl) | | 50 | 75 | 100 | 200 | 100/200 | Graduada de 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código color | | Verde | Violeta | Azul | Rojo | Rojo | Blanco |
| Ref. | | 075050 | 075055 | 075057 | 075052 | 075053 | 075054 |
| € la caja de 250 | | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |

## Micropipetas capilares calibradas Ringcaps Hirschmann

- En vidrio Duran
- Calibradas, con código de colores
- Certificado de conformidad
- ISO 755

| Ref. | Marca | Vol. (µl) | Unid./ caja | €/ caja | Ref. | Marca | Vol. (µl) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090511 | 5 | 1 a 5 | 250 | NC - | - | - | - | - | - |
| 090512 | 1 | 10 | 250 | NC - | 090519 | 1 | 200 | 100 | NC - |
| 090513 | 1 | 20 | 250 | NC - | 090520 | 2 | 5 + 10 | 250 | NC - |
| 090514 | 1 | 25 | 250 | NC - | 090521 | 2 | 20 + 40 | 250 | NC - |
| 090515 | 1 | 40 | 250 | NC - | 090522 | 2 | 50 + 100 | 250 | NC - |
| 090516 | 1 | 44,7 | 250 | NC - | 090523 | 2 | 100 + 200 | 100 | NC - |
| 090517 | 1 | 50 | 250 | NC - | 090524* | 1 | 44,7 | 250 | NC - |

* Versión heparinada



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB