Microcaps Drummond



Micropipeta-capilares con capacidad total calibrada de extremo a extremo por un volumen definido.

- Alta Precisión (± 1 %)
- De un solo uso
- Vidrio borosilicato

Pera - punta de silicona

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€
075180	Pera y soporte de tubo para microcaps	**1**	**NC -**
075181	Punta de silicona portacapilar	**3**	**NC -**

Microcaps

Volumen (µl)	0,1	0,25	0,5	1	2	3	3,33
Longitud (mm)	16	32	32	32	32	32	36
ø ext. x ø int. (mm)	0,53 x 0,09	0,53 x 0,09	0,56 x 0,14	0,64 x 0,20	0,76 x 0,28	0,84 x 0,35	0,86 x 0,34
Ref.	**075069B**	**075070**	**075071**	**075072B**	**075073B**	**075074**	**075075**
€ la caja de 100	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Volumen (µl)	4	5	6	6,66	7	8	9
Longitud (mm)	32	32	38	42	45	44	49
ø ext. x ø int. (mm)	0,84 x 0,4	0,93 x 0,44	0,9 x 0,45	0,86 x 0,34	0,9 x 0,45	0,9 x 42	0,9 x 0,48
Ref.	**075076**	**075077B**	**075078**	**075110**	**075079**	**075080**	**075081**
€ la caja de 100	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Volumen (µl)	-	15	20	25	30	35	40
Longitud (mm)	-	54	64	65	78	70	46
ø ext. x ø int. (mm)	-	0,86 x 0,6	0,9 x 0,63	0,97 x 0,70	0,97 x 0,70	1 x 0,8	1,4 x 1
Ref.	**-**	**075083**	**075084**	**075085**	**075086**	**075087**	**075088**
€ la caja de 100	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Volumen (µl)	44,7	-	75	80	100	200	-
Longitud (mm)	52	-	101	91	116	127	-
ø ext. x ø int. (mm)	1,4 x 1	-	1,3 x 0,9	1,4 x 1	1,4 x 1	1,9 x 1,5	-
Ref.	**075089**	**-**	**075091**	**075092**	**075094B**	**075095**	-
€ la caja de 100	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-

Los capilares con otros volúmenes están disponibles bajo pedido.

Tubos de hematocrito



075129

Tubos de hematocrito de vidrio

- Tubos capilares de vidrio para hematocrito
- Código color
- Capilar de alta precisión
- Longitud: 75 mm ó 100 mm
- Con o sin heparina

Ref.	Descripción	Código color	Longitud (mm)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Volumen approx. (µl)	Unid. de env.	€/unid. de env.
090525	Tubo hematocrito	Azul	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**NC -**
090526	Tubo hematocrito	Azul	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**NC -**
090527	Tubo hematocrito de heparina sódica	Rojo	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**NC -**
090528	Tubo hematocrito de heparina sódica	Rojo	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**NC -**
090529	Tubo hematocrito de heparina sódica	Sin	100	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	100	10 x 100	**NC -**
090530	Tubo hematocrito de heparina de amonio	Verde	75	1,3 - 1,4	0,5 - 0,6	18	10 x 100	**NC -**
090531	Placa de cera						3	**NC -**

Tubos de plástico para hematocrito 75 mm

Tubo capilar de policarbonato Plasticrit con una precisión comparable a la del vidrio. No hay riesgo de rotura. Estos capilares cumplen las normas de la FDA y los CDC.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
075127	Tubo hematocrito policarbonato 75 mm	200	**NC -**
075128	Tubo hematocrito policarbonato heparina 75 mm	200	**NC -**

Tubos de hematocrito de vidrio recubiertos de Mylar Hemato-Clad

Tubo de vidrio recubierto con un plastificante, Mylar.
Protege al usuario de fragmentos de vidrio y aerosoles en caso de rotura.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
075129	Tubo hematocrito Mylar 75 mm	200	**NC -**
075130	Tubo hematocrito Mylar heparina 75 mm	200	**NC -**