Lauril sulfato cromogénico (caldo)

Medio de enriquecimiento para la detección simultánea de coliformes totales y Escherichia coli en agua, alimentos y productos lácteos.

- Almacenamiento: 2 °C - 8 °C
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h. Control de tubos bajo lámpara UV de 366 nm. Una luz azul indica la presencia de E. coli

Ref.	Descripción	Cant.	€
777848	Medio deshidratado para caldo de lauril sulfato cromogénico - Condalab	500 g	NC -

LB fórmula Lennox (agar)

Medio recomendado en microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, Daptobacter y cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	5
Extracto de levadura	5	Agar	15

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para las botellas)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777490	Medio deshidratado de agar LB Lennox - Condalab	500 g	NC -
693363	Agar LB Lennox - Frasco 100 ml - ClearLine®	10	NC -

LB fórmula Lennox (caldo)

Caldo recomendado para la microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, de Daptobacter y cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	5
Extracto de levadura	5	-	-

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para las botellas)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777491	Medio deshidratado Caldo LB Lennox - Condalab	500 g	NC -
777921	Medio deshidratado Caldo LB Lennox - Condalab	1 kg	NC -
693362	Caldo LB Lennox - Frasco 100 ml - ClearLine®	10	NC -

LB fórmula Luria (agar)

Medio recomendado en microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, de Daptobacter y de cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	0,5
Extracto de levadura	5	Agar	15

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para frascos)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777492	Medio deshidratado agar LB fórmula Luria (Miller modificado) - Condalab	500 g	NC -
693365	Frasco 100 ml agar LB fórmula Luria - ClearLine®	10	NC -

LB caldo (fórmula Luria)

Medio recomendado en microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, Daptobacter y cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	0,5
Extracto de levadura	5	-	-

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para las botellas)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777492	Medio deshidratado agar LB fórmula Luria (Miller modificado) - Condalab	500 g	NC -
693365	Frasco 100 ml agar LB fórmula Luria - ClearLine®	10	NC -

LB fórmula Miller-Luria agar (agar)

Medio recomendado en microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, Daptobacter y cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	10
Extracto de levadura	5	Agar	15

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para las botellas)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777492	Medio deshidratado agar LB fórmula Luria (Miller modificado) - Condalab	500 g	NC -
693365	Frasco 100 ml agar LB fórmula Luria - ClearLine®	10	NC -

LB fórmula Miller-Luria (caldo)

Medio recomendado en microbiología molecular para el cultivo de Bacillus subtilis, de Daptobacter y de cepas recombinantes de Escherichia coli.

Composición (g/l) :

Triptona	10	Cloruro de sodio	10
Extracto de levadura	5	-	-

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (medio deshidratado) 2 - 8 °C (para las botellas)
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777495	Medio deshidratado caldo Luria (LB fórmula Miller) - Condalab	500 g	NC -
777920	Medio deshidratado caldo Luria (LB fórmula Miller) - Condalab	1 kg	NC -
693366	Caldo LB fórmula Miller Frasco 100 ml - ClearLine®	10	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB