MRS deMan,Rogosa, Sharpe (Agar)

Para el cultivo de Lactobacillus. El medio de pH 5,4 permite la enumeración de Lactobacillus bulgaricus en el yogur.

- Almacenamiento: 2 - 8 °C (para la base deshidratada y para medios listos para su uso)
- Incubación: 35 °C durante 3 días o 30 °C durante 5 días en una atmósfera enriquecida con CO_2

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777316	Medio de agar MRS deshidratado - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693449	Frasco de 200 ml de agar MRS - ClearLine®	6	NC -

MRS deMan,Rogosa, Sharpe pH 5,7 (Agar)

El medio de pH 5,7 permite enumerar las bacterias lácticas mesófilas

- Almacenamiento: 2 - 8 °C (para la base deshidratada y para medios listos para su uso)
- Incubación: 35 °C durante 3 días o 30 °C durante 5 días en una atmósfera enriquecida con CO_2

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777858	Medio deshidratado agar MRS bas pH ISO - Condalab	500 g	NC -

Medio listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693372	Frasco de 100 ml de agar MRS pH 5,7- ClearLine®	10	NC -

MRVP (Rojo Metilo - Voges Proskauer) Medio clarks y Lubs

Para la diferenciación de Escherichia coli de las Entobacterias

- Almacenamiento. 2 - 25 °C
- Incubación:
  - Para la prueba rojo de metilo: 35 ± 2 °C durante 3 a 5 días (tubo debe incubarse antes de la prueba)
  - Para la prueba de Voges Proskauer : 35 ± 2 °C

Ref.	Descripción	Cant.	€
777320	Medio deshidratado MR-VP de Clark y Lubs - Condalab	500 g	NC -

Reactivo necesario

- 5 gotas de una solución de rojo de metilo al 0,4% para la prueba de RM

Ref.	Descripción	Cant.	€
339006	Botella 2,5 ml alpha naphtol + botella 2,5 ml hidróxido de potasio para la prueba VP	10 + 10	NC -

MSRV Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis (Caldo)

Caldo Rappaport Vassiliadis modificado

Para la detección de especies móviles de salmonela según la norma ISO 6579

- Almacenamiento. 2 - 25 °C
- Incubación: 41,5 °C durante 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777319	Medio deshidratado medio MSRV - Condalab	500 g	NC -

Mueller Hinton (Agar)

Medio de Ref. para las pruebas de susceptibilidad de los gérmenes a los antibióticos y a las sulfonamidas.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (para la base deshidratada) y 2 - 8 °C (para medios listos para su uso)
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 24 h

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777321	Medio deshidratado agar Mueller Hinton - Condalab	500 g	NC -

Medio listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693373	Frasco de 100 ml agar Mueller Hinton - ClearLine®	10	NC -

Mueller Kauffman Tetrationato (Caldo)

Para el enriquecimiento selectivo de Salmonella en los alimentos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 42 - 43 °C durante 6 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777325	Medio deshidratado de caldo Mueller Kauffman de tetratión - Condalab	500 g	NC -

Suplemento

- Añadir 20 ml/litro de solución de yoduro y 10 ml/litro de solución verde brillante al 0,1%. Medio de uso en el mismo día

Neutralizante

La mezcla neutralizadora se añade al medio de preenriquecimiento siempre que se conozca o se sospeche la presencia de una solución desinfectante. Por regla general, esta mezcla debe utilizarse en una proporción del 10% del volumen final del medio de preenriquecimiento.

- Almacenamiento: 15 - 25 °C en la oscuridad

Fórmula en g/l			
Fosfato disódico	100,8	L-Histidina HCL	1
Tiosulfato de sodio	7,8	Tween 80	30
Lecitina	3	Agua destilada	857,4

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
693422	Neutralizador ClearLine® - Tubo de 25 ml	100	NC -

Neutralizador universal

La mezcla neutralizadora se añade al medio de preenriquecimiento siempre que se conozca o se sospeche la presencia de una solución desinfectante. Por regla general, esta mezcla debe utilizarse en una proporción del 10% del volumen final del medio de preenriquecimiento.

- Almacenamiento: 15 - 25 °C en la oscuridad

Fórmula en g/l			
Fosfato disódico	75,45	Tween 20	20
Tiosulfato de sodio	7,8	Tween 80	30
Lecitina	3	Agua destilada	950
L-Histidina HCL	1		

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
693329	Neutralizador universal ClearLine® - Frasco de 100 ml	10	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB