Rogosa SL (Caldo)

Para la selección y el cultivo de lactobacilos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 18 - 48 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777361	Medio deshidratado caldo Rogosa SL - Condalab	500 g	NC -

Rogosa SL (Agar)

Para la selección y el cultivo de lactobacilos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 35 °C ± 2 °C durante 24 - 48 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777360	Medio deshidratado agar Rogosa SL - Condalab	500 g	NC -

Rosa Bengala + cloranfenicol (Agar)

Medio para el recuento de levaduras y mohos en los alimentos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 25 - 30 °C durante 7 días

Ref.	Descripción	Cant.	€
777362	Medio deshidratado agar Rosa de Bengala + cloranfenicol - Condalab	500 g	NC -

Rosa Bengala + cloranfenicol + Dicloran ISO 11133 / ISO 21527 (DRBC - Agar)

Medio para el recuento de levaduras y mohos en los alimentos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 25 ± 1°C durante 5 días

Ref.	Descripción	Cant.	€
777363	Medio deshidratado agar Rosa bengala + cloranfenicol + Dicloran - Condalab	500 g	NC -
693360	Agar DRBC frasco de 100 ml - ClearLine®	10	NC -



Aspergillus brasiliensis

Rothe (Caldo)

Utilizado para el recuento de enterococos fecales.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 24 - 48 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777364	Medio deshidratado caldo Rothe (glucosa caldo con azida) - Condalab	500 g	NC -

Sabouraud dextrosa (Caldo)

Para el crecimiento de una gran variedad de levaduras y mohos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación: 20 - 25 °C durante 2 a 5 días

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777371	Medio deshidratado agar sabouraud dextrosa - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693416	Tubo de 10 ml de caldo de sabouraud dextrosa - ClearLine®	100	NC -
693381	Frasco de 100 ml de caldo de sabouraud dextrosa - ClearLine®	10	NC -

Sabouraud dextrosa (Agar)

Para el crecimiento y aislamiento de una amplia variedad de levaduras y mohos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación: 20 - 25 °C durante 2 a 5 días

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777366	Medio deshidratado agar sabouraud dextrosa - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693382	Frasco de 100 ml de agar sabouraud dextrosa - ClearLine®	10	NC -
693450	Frasco de 200 ml de agar sabouraud dextrosa - ClearLine®	6	NC -

Sabouraud + cloranfenicol (Agar)

Utilización para el crecimiento y aislamiento de una gran variedad de levaduras y mohos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación: 20 - 25 °C durante 2 a 5 días

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777368	Medio deshidratado agar sabouraud dextrosa + cloranfenicol - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693439	Tubo agar inclinado sabouraud dextrosa + cloranfenicol - ClearLine®	100	NC -
693383	Frasco de 100 ml de agar sabouraud dextrosa +cloranfenicol - ClearLine®	10	NC -
693451	Frasco de 200 ml de agar sabouraud dextrosa +cloranfenicol - ClearLine®	6	NC -

Sabouraud + cloranfenicol + cicloheximida (Agar)

Permite el crecimiento y el aislamiento de una gran variedad de levaduras y mohos. El cloranfenicol inhibe el crecimiento de las bacterias. La cicloheximida inhibe el crecimiento de los hongos saprofitos, pero no tiene ningún efecto sobre los hongos patógenos.

- Almacenamiento: 2 - 25°C (base deshidratada) y 2 - 8°C (medio listo para usar
- Incubación: 30 °C durante 2 - 5 días

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777370	Medio deshidratado agar sabouraud dextrosa + cloranfenicol + cicloheximida - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693440	Tubo agar inclinado sabouraud dextrosa + cloranfenicol + cicloheximida - ClearLine®	100	NC -
693332	Frasco de 200 ml de agar sabouraud dextrosa + cloranfenicol + cicloheximida - ClearLine®	6	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB