Microtubos 3810 Eppendorf

	Eppendorf quality™	PCR Clean
		
Volumen (ml)	1,5	1,5
Diámetro (mm)	10,8	10,8
Altura (mm)	41	41
Material	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen
Estéril	No	No
Tipo de tapón	Snap	Snap
Autoclavable	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	30000	30000
Graduación	Sí	Sí
Área de marcado	Sí en tubo y tapón	Sí en tubo y tapón
Temperatura de uso	-86 °C a +100 °C	-86° C a +100 °C
Especificidad	Apertura fácil y cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas	Calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de PCR Apertura fácil y cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas
Unid./caja	Caja de 1000 microtubos	Caja de 1000 microtubos
Natural	**033511**	**033510**
Amarillo	**033512**	-
Rojo	**033514**	-
Verde	**033513**	-
Azul	**033528**	-
€/caja	**NC -**	**NC -**

Microtubos Safe-Lock Eppendorf

	Eppendorf quality™			Biopur		
						
Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diámetro (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Altura (mm)	31	41	42	31	41	42
Material	Polipropileno virgen			Polipropileno virgen		
Estéril	No			Sí		
Tipo de tapón	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Sí			Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduación	Sí			Sí		
Área de marcado	Sí en tubo y tapón			Sí en tubo y tapón		
Temperatura de uso	-86 °C a +100 °C			-86 °C a +100 °C		
Especificidad	Sistema de cierre seguro para evitar la apertura accidental; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas			Calidad Biopur® : libre de DNasas, RNasas, ADN humano y bacteriano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR ; sistema de cierre seguro para evitar la apertura accidental; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas		
Unid./caja	Caja de 500 microtubos	Caja de 1000 microtubos	Caja de 1000 microtubos	50 microtubos envasados individualmente	100 microtubos envasados individualmente	100 microtubos envasados individualmente
Natural	**033283**	**033290**	**033297**	**033304**	**033305**	**033306**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Amarillo	**033284**	**033291**	**033298**	-	-	-
Rojo	**033285**	**033292**	**033299**	-	-	-
Verde	**033287**	**033294**	**033301**	-	-	-
Azul	**033286**	**033293**	**033300**	-	-	-
Surtidos*	**033289**	**033296**	**033303**	-	-	-
Ámbar	**033288**	**033295**	**033302**	-	-	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-

*Natural, amarillo, rojo, verde y azul.