## Microtubos Biosigma





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 1,5 | | | 2 |
| **Diámetro (mm)** | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| **Altura (mm)** | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **Material** | Polipropileno | | | |
| **Estéril** | No | | | |
| **Tapón** | Sí | Sí | No | Sí |
| **Tipo de tapón** | Snap perforable | Snap perforable | - | Snap perforable |
| **Autoclavable** | Sí | | | |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 25000 | | | |
| **Graduación** | Sí | | | |
| **Área de marcado** | Sí en tubo y tapón | | | |
| **Temperatura de uso** | -80 °C a +121 °C | | | |
| **Especificidad** | Marcado CE IVD | | | |
| **Unid./caja** | Bolsa resellable de 500 microtubos | Bolsa resellable de 1000 microtubos | | |
| Ref. tubo solo natural | - | - | **390526** | - |
| Natural | **390525** | - | - | **390524** |
| Amarillo | - | **390536** | - | - |
| Verde | - | **390538** | - | - |
| Azul | - | **390535** | - | - |
| Rosa | - | **390537** | - | - |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Microtubos Greiner Bio-One



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 0,5 | 1,5 | | | 2 |
| **Diámetro (mm)** | 7,7 | 9,12 | 10,45 | 9,12 | 9,31 |
| **Altura (mm)** | 31,9 | 39 | 39 | 39 | 40,25 |
| **Material** | Polipropileno | | | | |
| **Estéril** | No | | | | |
| **Tapón** | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| **Tipo de tapón** | Snap | Snap | - | Snap | Snap |
| **Autoclavable** | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16000 |
| **Graduación** | No | Sí | No | Sí | Sí |
| **Área de marcado** | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Temperatura de uso** | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +100 °C | -80 °C a +121 °C |
| **Especificidad** | Libre de DNasas y RNasas, ADN humano, endotoxinas ; baja traza de metales pesados ; Compatible con Viatron | Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y endotoxinas; baja traza de metales pesados | | | |
| **Unid./caja** | 1000 microtubos | 500 microtubos | 500 microtubos | 8 bolsas de 500 microtubos | 500 microtubos |
| Ref. tubo solo natural | - | - | **618201** | - | - |
| Natural | **667201** | **616201** | - | - | **623201** |
| Negro | - | - | - | **616283** | - |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB