Microtubos Superspin™ Labcon



Volumen (ml)	1,5
Diámetro (mm)	12,2
Altura (mm)	40,64
Material	Polipropileno
Estéril	No
Autoclavable	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	40000
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Color	Ultra-transparente
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C
Especificidad	Superfcie ultra lisa, low binding ; libre de DNasas, RNasas, de ADN humano, endotoxinas (< 0,05 EU/ ml), de ATP e inhibidores de PCR ; Certificado de bajo contenido en metales (< 1 ppm)
Unid./caja	10 bolsas resellables de 500 microtubos
Natural	**949832**
Amarillo	**949834**
Rojo	**949836**
Verde	**949839**
Azul	**949838**
Violeta	**949837**
Naranja	**949835**
Surtidos*	**949840**
Ámbar	**949833**
€/caja	**NC -**

*Amarillo, rojo, verde, azul, naranja.

Microtubos SuperClear™ Labcon



Volumen (ml)	0,5	1,7	2
Diámetro (mm)	7,7	10,3	10,1
Altura (mm)	30,2	39,3	39,3
Material	Polipropileno		
Estéril	No		
Tipo de tapón	Snap	Snap	Snap perforable
Autoclavable	Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	35000		
Graduación	Sí		
Área de marcado	Sí		
Color	Ultra-transparente		
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas (< 0,05 EU/ ml), de ATP y de inhibidores de PCR ; certificado bajo contenido en metales (< 1 ppm)		
Unid./caja	10 bolsas resellables de 1000 microtubos	10 bolsas resellables de 500 microtubos	10 bolsas resellables de 500 microtubos
Natural	**949841**	**949831**	**949865**
Amarillo	**949842**	**950685**	**949867**
Rojo	**949844**	**950687**	**949869**
Verde	**949847**	**950690**	**949872**
Azul	**949846**	**950689**	**949871**
Violeta	**949845**	**950688**	**949870**
Naranja	**949843**	**950686**	**949868**
Surtidos*	**949848**	**950691**	**949873**
Ámbar	-	-	**949866**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**


*Amarillo, rojo, verde, azul, naranja.

Microtubos SuperSlik™ Labcon



Volumen (ml)	0,5	1,5	1,7
Diámetro (mm)	7,7	10,3	10,1
Altura (mm)	30,2	39,3	39,3
Material	Polipropileno		
Estéril	No	No	Sí
Autoclavable	Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	20000	20000	15000
Graduación	Sí		
Área de marcado	Sí		
Color	Transparente	Transparente	Transparente
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C	-80 °C a +122 °C	-80 °C a +122 °C
Especificidad	Baja adsorción de proteínas ; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas (< 0,05 EU/ ml), de ATP y de inhibidores de PCR ; certificado de bajo contenido en metales (< 1 ppm)		
Unid./caja	10 bolsas resellables de 500 microtubos	10 bolsas resellables de 250 microtubos	10 bolsas resellables de 500 microtubos
Ref. Natural	**949849**	**949864**	**949860**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Microtubos Viewpoint™ Labcon



Volumen (ml)	1,5
Diámetro (mm)	10,3
Altura (mm)	39,3
Material	Polipropileno
Estéril	No
Autoclavable	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	40000
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Color	Translúcido a +5 °C ; azul cielo a +4 °C ; azul oscuro a partir de 0 °C
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (< 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado de bajo contenido en metales (< 1 ppm) ; conforme IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos; conforme a U.S.P Clase VI; reciclable; Protección UV cuando el tubo se vuelve azul oscuro
Unid./caja	10 bolsas de 100 tubos
Ref. Natural	**950664**
€/caja	**NC -**