Microtubos de polipropileno con tapón snap








Volumen (ml)	0,5					
Diámetro (mm)	7,5	7,7	7,9	7,7	-	-
Altura (mm)	31,25	30,2	31,3	30,2	-	-
Material	Polipropileno					
Estéril	No	No	No	No	Sí	No
Tipo de tapón	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perforable	Snap
Autoclavable	Sí					
Velocidad centrífuga máxima (g)	11000	20000	18000	20000	28000	-
Faldón	No					-
Graduación	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí, tapa y tubo
Color	Translúcido	Transparente	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Natural
Temperatura de uso		-80 °C a +121 °C	-70 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C
Especificidad	Marcado CE-IVD	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ADN e inhibidores de PCR ; superficie baja adsorción	Tapón con cierre reforzado	Tapón con cierre reforzado ; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ADN e inhibidores de PCR	Tapón con cierre seguro; libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libres de DNasas, RNasas, endotoxinas y metales
Unid./caja	Bolsa de 1000 microtubos	Bolsa de 500 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos	Bolsa de 500 microtubos	10 bolsas de 1000 microtubos
Natural	**391233**	**045513**	**499002**	**840587**	**062911**	**038339**
Amarillo	-	-	-	**840592**	-	-
Rojo	-	-	-	**840590**	-	-
Verde	-	-	-	**840589**	-	-
Azul	-	-	-	**840588**	-	-
Violeta	-	-	-	**840591**	-	-
Naranja	-	-	-	**045519**	-	-
Surtido	-	-	-	**840593**	**062912**	-
Ámbar	-	-	-	**045520**	-	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

