
Microtubos de polipropileno con tapa snap (continuación)



Volumen (ml)	0,6				
Material	Polipropileno				
Estéril	No	No	No	Sí	Sí
Tipo de tapón	Snap ; perforable	Snap ; perforable	Snap cierre seguro	Snap cierre seguro	Snap cierre seguro
Autoclavable	Sí				
Velocidad máx de centrif. (g)	20000	20000	30000	30000	30000
Faldón	No				
Graduación	Sí				
Área de marcado	Sí	Sí	Sí en tubo y tapón	Sí en tubo y tapón	Sí en tubo y tapón
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Temperatura de uso	-40 °C a +121 °C				
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas de ADN humano, de endotoxinas	Material de muy baja adherencia que garantiza la máxima recuperación de muestras; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas	Sistema de cierre seguro, que impide la apertura accidental; libre de DNasas, RNasas, ADN, endotoxinas y ATP		
Unid./caja	Bolsa resellable de 1000 microtubos	Bolsa resellable de 500 microtubos	20 bolsas de 50 microtubos	10 bolsas de 100 microtubos	500 microtubos envasados individualmente
Natural	**054814**	**054818**	**038488**	**038486**	**038487**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volumen (ml)	1,5						
Diámetro (mm)	-	-	-	10,7	10,7	10,86	10,8
Altura (mm)	-	-	-	41	41	39,96	39,9
Material	Polipropileno						
Estéril	No	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Tipo de tapón	Snap cierre seguro	Snap cierre seguro	Snap cierre seguro	Snap grande	Snap	Snap	Snap
Autoclavable	Sí						
Velocidad centrífuga máxima (g)	24000	24000	24000	20000	20000	11000	30000
Faldón	No						
Graduación	Sí						
Área de marcado	Sí en tubo y tapón	Sí en tubo y tapón	Sí en tubo y tapón	Sí	Sí	No	Sí
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Excelente transparencia	Transparente	Translúcido	Excelente transparencia
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-	-70 °C a +121 °C
Especificidad	Sistema de cierre seguro, que impide la apertura accidental; libre de DNasas, RNasas, ADN, endotoxinas y ATP			Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ADN e inhibidores de PCR	Libre de DNasas, RNasas	-	Tapón con cierre reforzado
Unid./caja	10 bolsas de 50 microtubos	10 bolsas de 50 microtubos	500 microtubos envasados individualmente	10 bolsas de 500 microtubos	250 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos
Natural	**038485**	**038483**	**038484**	**048048**	**045401D**	**391232**	**499001**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB