Microtubos de polipropileno con tapa snap (continuación)



Volumen (ml)	1,5						
Diámetro (mm)	-	10,7	10,7	10,7	10,86	-	-
Altura (mm)	-	41	41	41	39,06	-	-
Material	Polipropileno						
Estéril	Sí	No	No	No	No	Sí	No
Tipo de tapón	Snap perforable	Snap	Snap grande	Snap	Snap perforable	Snap perforable	Snap
Autoclavable	Sí						Sí
Velocidad máx. de centrif. (g)	28000	20000	20000	20000	15000	28000	-
Faldón	No						-
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí, tapa y tubo
Color	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Translúcido	Excelente transparencia	Natural
Temperatura de uso	-90 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-	-90 °C a +121 °C	-
Especificidad	Tapón con cierre seguro; libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Tapón con cierre reforzado ; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ADN e inhibidores de PCR	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ADN e inhibidores de PCR	Material de muy baja adherencia para una máxima recuperación de la muestra; libre de pirógenos, RNasas, DNasas adecuado para el trabajo de proteínas de ADN o ARN superficie hidrofóbica específica	-	Tapón con cierre seguro; libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libres de DNasas, RNasas, endotoxinas y metales
Unid./caja	10 bolsas de 50 microtubos	500 microtubos	500 microtubos	250 microtubos	1000 microtubos	500 microtubos	10 bolsas de 500 microtubos
Natural	**062931**	**048002**	**-**	**045514**	**391212**	**062901**	**125021**
Amarillo	**-**	**840601**	**840620**	**045553**	**391212J**	**062908**	**-**
Rojo	**-**	**840599**	**840618**	**045536**	**-**	**062903**	**-**
Verde	**-**	**840598**	**840616**	**045552**	**391212 V**	**062904**	**-**
Azul	**-**	**840597**	**840615**	**045554**	**391212B**	**062902**	**-**
Rosa	**-**	**-**	**-**	**-**	**391212R**	**-**	**-**
Violeta	**-**	**840600**	**840619**	**-**	**-**	**062907**	**-**
Naranja	**-**	**045537**	**840617**	**-**	**-**	**062905**	**-**
Surtido	**-**	**840602**	**048000**	**-**	**-**	**062909**	**-**
Surtido fluo	**-**	**045424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ámbar	**-**	**045521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Negro	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062906**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

