Microtubos de polipropileno con tapa snap (continuación)





Volumen (ml)	1,75	
Material	Polipropileno	Polipropileno
Estéril	No	No
Tipo de tapón	Snap perforable	Snap perforable
Autoclavable	Sí	Sí
Velocidad centrífuga máxima (g)	20000	20000
Faldón	No	No
Graduación	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí
Color	Translúcido	Transparente
Temperatura de uso	-40 °C a +121 °C	-40 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas de ADN humano, de endotoxinas	Material de muy baja adherencia que garantiza la máxima recuperación de muestras; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas
Unid./caja	Bolsa resellable de 500 microtubos	Bolsa resellable de 250 microtubos
Natural	**054815**	**054820B**
€/caja	**NC -**	**NC -**



Volumen (ml)	2							
Diámetro (mm)	-	-	-	10,06	13	10,06	9,7	-
Altura (mm)	-	-	-	41	40,9	41	43,1	-
Material	Polipropileno							
Estéril	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Tipo de tapón	Snap perforable	Snap perforable	Snap perforable	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap
Autoclavable	Sí							
Velocidad centrífuga máxima (g)	28000	20000	20000	20000	18000	20000	16000	-
Faldón	No						Sí	-
Graduación	Sí							
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí, tapa y tubo
Color	Excelente transparencia	Translúcido	Transparente	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Excelente transparencia	Translúcido	Natural
Temperatura de uso	-90 °C a +121 °C	-40 °C a +121 °C	-40 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-70 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +120 °C	-
Especificidad	Tapón con cierre seguro; libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libre de DNasas, RNasas de ADN humano y de endotoxinas	Material de muy baja adherencia que garantiza la máxima recuperación de muestras ; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas	Material de muy baja adherencia para una máxima recuperación de la muestra; libre de pirógenos, RNasas, DNasas adecuado para el trabajo de proteínas de ADN o ARN superficie hidrofóbica específica	Tapón con cierre reforzado	Tapón con cierre reforzado ; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, de ADN e inhibidores de PCR	Libre de DNasas, RNasas, de endotoxinas	Libres de DNasas, RNasas, endotoxinas y metales
Unid./caja	Bolsa de 500 microtubos	Bolsa resellable de 500 microtubos	Bolsa resellable de 250 microtubos	Bolsa resellable de 250 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos	Bolsa de 500 microtubos	Bolsa de 500 microtubos	8 bolsas de 500 microtubos
Natural	**062910**	**054816**	**054821B**	**045515**	**499003**	**840607**	**978252**	**125020**
Amarillo	-	-	-	-	-	**840613**	-	-
Rojo	-	-	-	-	-	**840611**	-	-
Verde	-	-	-	-	-	**840609**	-	-
Azul	-	-	-	-	-	**840608**	-	-
Violeta	-	-	-	-	-	**840612**	-	-
Naranja	-	-	-	-	-	**840610**	-	-
Surtido	-	-	-	-	-	**048008**	-	-
Ámbar	-	-	-	-	-	**840614**	-	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB