Tubos 5 ml Clear-Lock ClearLine®

ClearLine

Nuestra Selección



Volumen (ml)	5		
Diámetro (mm)	16,6		
Altura (mm)	56,5		
Material	Polipropileno virgen		
Estéril	No	No	Sí
Tipo de tapón	Snap Clear-Lock; perforable		
Autoclavable	Sí		
Velocidad centrífuga máxima (g)	21000		
Graduación	Sí		
Área de marcado	Sí en tubo y tapón		
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR; IVD con marca CE; sistema de cierre seguro, para evitar la apertura accidental		
Unid./caja	Bolsas de 500 tubos	2 cajas de 100 tubos	50 tubos envasados individualmente
Natural	**390932A**	**390930A**	**395022**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos 5 ml Eppendorf

eppendorf

	Eppendorf quality™	Estéril	Biopur®	Forensic DNA	PCR Clean		
						Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volumen (ml)	5						
Diámetro (mm)	16,7						
Altura (mm)	60						
Material	Polipropileno						
Estéril	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Autoclavable	Sí						
Velocidad centrífuga máxima (g)	25000						
Graduación	Sí; incrementos de 0,5 ml						
Área de marcado	Sí						
Temperatura de uso	-86 °C a +80 °C						
Especificidad	Cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calidad estéril: libre de endotoxinas libre de endotoxinas; cierre seguro sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calida Biopur®: libre de DNasas, RNasas, ADN humano y bacteriano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calidad del ADN forense: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Material protein LoBind®, polímero especial crea una superficie hidrofílica que garantiza la máxima recuperación de la muestra; calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	La combinación de tecnologías especiales de fabricación y lotes seleccionados garantiza una recuperación de moléculas de ADN/ ARN de prácticamente el 100%; sin recubrimiento de la superficie para eliminar el riesgo de contaminación de la muestra; calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas
Unid./caja	2 bolsas de 100 tubos	10 bolsas de 20 tubos	50 tubos envasados individualmente	4 bolsas de 50 tubos	2 bolsas de 100 tubos	2 bolsas de 50 tubos	4 bolsas de 50 tubos
Natural	**933006**	**933008**	**933009**	**933937**	**933007**	**933010**	**933011**
Ámbar	**999532**	-	-	-	-	-	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack Tubes® 5 ml PCR clean

Ref.	Descripción	€
933012	Contiene : - 400 tubos (2 paquetes de 200) - 2 racks blancos (12 posiciones) - 8 adaptadores universales para rotores de tubos cónicos 15 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB