Tubos 5 ml con tapón ClickLock plano





Volumen (ml)	5	
Diámetro (mm)	15,8	
Altura (mm)	60,2	
Material	Polipropileno	
Estéril	No	Sí
Tipo de tapón	Snap ; perforable	
Autoclavable	Sí	
Velocidad centrífuga máxima (g)	25000	
Graduación	Sí; incrementos de 0,5 ml	
Área de marcado	Sí en tubo y tapón	
Temperatura de uso	-90 °C a +121 °C	-40 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas de ADN humano y endotoxinas	
Unid./caja	2 bolsas de 100 tubos	10 bolsas de 20 tubos
Natural	**040923**	**040929**
Amarillo	**040927**	**-**
Rojo	**040926**	**-**
Verde	**040925**	**-**
Azul	**040924**	**-**
Ámbar	**040928**	**040930**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos de 5 ml con tapón ClickLock para inserto de color





Volumen (ml)	5	
Diámetro (mm)	15,8	
Altura (mm)	60,2	
Material	Polipropileno	
Estéril	No	Sí
Tipo de tapón	Snap ; perforable	
Autoclavable	Sí	
Velocidad centrífuga máxima (g)	25000	
Graduación	Sí; incrementos de 0,5 ml	
Área de marcado	Sí en tubo y tapón	
Temperatura de uso	-90 °C a +121 °C	-40 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas de ADN humano y endotoxinas	
Unid./caja	2 bolsas de 100 tubos	10 bolsas de 20 tubos
Natural	**040931**	**040937**
Amarillo	**040935**	**-**
Rojo	**040934**	**-**
Verde	**040933**	**-**
Azul	**040932**	**-**
Ámbar	**040936**	**040938**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Insertos de color para tapón

Azul	Verde	Lila	Rojo	Amarillo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	2D	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**NC -**	**040957**	100	500	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB