## Tubos 5 ml con tapón snap








| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 5 | | | | | | |
| **Diámetro ext. (mm)** | 18 | - | - | 14,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **Altura con tapón (mm)** | 60 | - | - | 60,3 | 56 | 56 | 56 |
| **Material** | Polipropileno | | | | | | |
| **Estéril** | No | No | No | Sí | No | No | Sí |
| **Tapón** | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Tipo de tapón** | - | Snap | Snap | Snap | Snap ; perforable | Snap ; perforable | Snap ; perforable |
| **Autoclavable** | Sí | | | | | | |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 5000 | 5000 | 25000 | 14000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| **Faldón** | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| **Graduación** | Sí; incrementos de 1 ml | Sí; incrementos de 1 ml | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Área de marcado** | Sí en tubo y tapón | Sí en tubo y tapón | Sí en tubo y tapón | Sí en tubo y tapón | Sí | Sí | Sí |
| **Color** | - | - | - | - | gran claridad | gran claridad | gran claridad |
| **Temperatura de uso** | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -90 °C a 130 °C | -86 °C a +80 °C | -86 °C a +80 °C | -86 °C a +80 °C |
| **Especificidad** | - | - | Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas | Libre de DNasas y RNasas | Libre de DNasas y RNasas | Libre de DNasas y RNasas | Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas |
| **Unid./caja** | Bolsa de 250 tubos | Bolsa de 250 tubos | Bolsa de 200 tubos | Bolsa de 25 tubos | 2 bolsas de 100 tubos | 4 bolsas de 50 tubos | 10 bolsas de 20 tubos |
| Natural | **442069** | **442070** | **442071B** | **-** | **062616** | **-** | **062617** |
| Amarillo | **-** | **-** | **442076B** | **-** | **062621** | **-** | **-** |
| Rojo | **-** | **-** | **-** | **141106** | **062618** | **-** | **-** |
| Verde | **-** | **-** | **-** | **141105** | **062620** | **-** | **-** |
| Azul | **-** | **-** | **442073B** | **141103** | **062619** | **-** | **-** |
| Surtido (amarillo, rojo, verde y azul) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **062623** | **-** |
| Ámbar | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Negro | **-** | **-** | **442077B** | **-** | **062622** | **-** | **-** |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Grapa Eppendorf

eppendorf



Grapa para tubo Eppendorf de 5 ml, que garantiza el cierre de los tapones a más de 80 °C

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **933015** | Grapa para tubo Eppendorf de 5 ml | 10 | **NC -** |

## Accesorios para tubos 5 ml







062626

| Ref. | Descripción | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **062625** | Clip Caplock con lengüeta | 20 | **NC -** |
| **062626** | Adaptador pocillo 15 ml para tubo 5 ml | 4 | **NC -** |