Microtubos con tapón de rosca sin junta ClearLine®

Estándar





Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diámetro ext. (mm)	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Diámetro int. (mm)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Altura (mm)	46,2	46,2	46,5	47,5	47	47,8
Material	Polipropileno virgen; grado médico					
Estéril	Sí					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	25000					
Faldón	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Área de marcado	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Temperatura de uso	-85 °C a +121 °C					
Especificidad	Conforme USP clase VI ; Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas ; marcado CE IVD					
Unid./caja	2 bolsas de 500 microtubos					
Ref. Tapón Natural	**390627CL**	**390634CL**	**390646CL**	**390632CL**	**390640CL**	**390652CL**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Para inserto





Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diámetro ext. (mm)	10,20					
Diámetro int. (mm)	8,5					
Altura (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Material	Polipropileno virgen; grado médico					
Estéril	Sí					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	25000					
Faldón	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Área de marcado	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Temperatura de uso	-85 °C a +121 °C					
Especificidad	Conforme USP clase VI ; Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas ; marcado CE IVD					
Unid./caja	2 bolsas de 500 microtubos					
Ref. Tapón Natural	**390629CL**	**390636CL**	**390648CL**	**390829CL**	**390642CL**	**390654CL**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Para inserto, con anillo





Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diámetro ext. (mm)	10,20					
Diámetro int. (mm)	8,5					
Altura (mm)	48,8	48,2	48,4	49,2	49	49,8
Material	Polipropileno virgen; grado médico					
Estéril	Sí					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	25000					
Faldón	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Área de marcado	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Temperatura de uso	-85 °C a +121 °C					
Especificidad	Conforme USP clase VI ; Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas ; marcado CE IVD					
Unid./caja	2 bolsas de 500 microtubos					
Ref. Tapón Natural	**390631CL**	**390638CL**	**390650CL**	**390830CL**	**390644CL**	**390656CL**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Todos los microtubos ClearLine® están disponibles con tapones de rosca de colores.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB