Microtubos sin tapón



Volumen (ml)	0,5		1,5		2	
Diámetro ext. (mm)	10,20					
Diámetro int. (mm)	8,5					
Altura (mm)	45,2	46,1	45,2	46,1	45,4	46,8
Material	Polipropileno virgen; grado médico					
Estéril	No					
Tapón	No					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	25000					
Faldón	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Graduación	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Temperatura de uso	-85 °C a +121 °C					
Especificidad	Conforme USP clase VI ; Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas ; marcado CE IVD					
Unid./caja	1000 microtubos					
Ref. Tapón Natural	**390436CL**	**390437CL**	**390438CL**	**390439CL**	**390440CL**	**390441CL**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tapón



	Sin junta				Con junta
	Estándar		Para inserto	Para inserto con anillo	Estándar
Material	Polietileno virgen; grado médico				
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas ; Marcado CE IVD				
Unid./caja	1000 tapones	500 tapones	1000 tapones	1000 tapones	1000 tapones
Natural	**390442CL**	-	**390443CL**	**390444CL**	**390445CL**
Blanco	-	**390748CL**	-	-	-
Amarillo	-	**390749CL**	-	-	-
Rojo	-	**390751CL**	-	-	-
Verde	-	**390752CL**	-	-	-
Azul	-	**390747CL**	-	-	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Insertos de color para tapón Cap-Disks

- Para diversificar y organizar sus microtubos como desee
- Insertos de colores para colocar en los tapones de rosca ClearLine® específicos

Color	Azul cielo	Blanco	Amarillo	Rosa	Rojo	Verde	Colores mixtos*
Ref.	**390448**	**390449**	**390450**	**390451**	**390452**	**390453**	**390454**
€ 1000 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Todos los colores excepto el blanco.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB