Micrewtube® sin tapón Simport®

	No graduados									
	Estándar					Para inserto				
										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diámetro (mm)	11									
Altura (mm)	44									
Material	Polipropileno									
Estéril	No									
Autoclavable	Sí									
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Faldón	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No
Graduación	No									
Área de marcado	No									
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C									
Especificidad	Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas; libre de DNasas, RNasas, de ADN y pirógenos					Material de muy baja adherencia para una máxima recuperación de la muestra; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas; libre de DNasas, RNasas, de ADN y pirógenos				
Unid./caja	1000 microtubos									
Ref. microtubo solo	**039171**	**039173**	**039172**	**039175**	**039174**	**039181**	**039183**	**039182**	**039185**	**039184**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

	Graduados, de baja adherencia					Ámbar				
										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diámetro (mm)	11									
Altura (mm)	44									
Material	Polipropileno									
Estéril	No									
Autoclavable	Sí									
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Faldón	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C									
Especificidad	Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas; libre de DNasas, RNasas, de ADN y pirógenos.					Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas; Libre de DNasas, RNasas, de ADN y pirógenos; Para muestras sensibles a la luz.				
Unid./caja	1000 microtubos									
Ref. microtubo solo	**039176**	**039178**	**039177**	**039180**	**039179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. microtubo solo ámbar	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**039186**	**039188**	**039187**	**039190**	**039189**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB