Tapones solos para Micrewtube® Simport®

	Tapón con labio de sellado			Tapón con junta			Tapón con septum
	Plano	Para inserto	Para inserto con anillo	Plano	Para inserto	Para inserto con anillo	
							
Autoclavable	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Material	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno ; septum PTFE
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y pirógenos						Libre de DNasas, RNasas, pirógenos; Perforable
Unid./caja	1000 tapones	1000 tapones	1000 tapones	1000 tapones	1000 tapones	1000 tapones	250 tapones
Natural	**039205**	**039591**	**039212**	**039191**	**039592**	**039198**	-
Blanco	**039211**	**039594**	**039218**	**039197**	**039440**	**039204**	-
Amarillo	**039210**	**039595**	**039217**	**039196**	**039439**	**039203**	-
Rojo	**039209**	**039593**	**039216**	**039195**	**039438**	**039202**	-
Verde	**039207**	**039588**	**039214**	**039193**	**039441**	**039200**	**040809**
Azul	**039206**	**039587**	**039213**	**039192**	**039437**	**039199**	-
Violeta	**039208**	**039589**	**039215**	**039194**	**039590**	**039201**	-
Ámbar	**040705**	**040706**	**040709**	**040816**	**040707**	**040708**	-
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Insertos de color-código para tapones huecos

	Combinados	Azul	Verde	Púrpura	Rojo	Amarillo	Blanco	Gris	Rosa	Violeta	Naranja	€ 500 unid.
Ref.	**039365**	**039371**	**039372**	**039374**	**039377**	**039380**	**039379**	**039373**	**039376**	**039378**	**039375**	**30,60 -**

Micrewtube® sin tapón para tapón de rosca inviolable

										
Volumen (ml)	0,5	1,5		2		0,5	1,5		2	
Diámetro (mm)	11									
Altura (mm)	44									
Material	Polipropileno									
Estéril	No									
Autoclavable	Sí									
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	17000	20000	17000	20000	17000	17000	20000	17000	20000
Faldón	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No
Graduación	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C									
Especificidad	Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas; ; sin DNasas, RNasas, ADN ni pirógenos; probado a 95 kPa									
Unid./caja	1000 microtubos									
Ref. microtubo solo	**040228**	**040230**	**040232**	**040234**	**040236**	**040227**	**040229**	**040231**	**040233**	**040235**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**