Micrewtube® sin tapón para tapón SnapTwist™



Volumen (ml)	1,5		1,8	
Material	Polipropileno			
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	20000	17000	20000
Faldón	Sí	No	Sí	No
Graduación	No			
Área de marcado	No			
Color	Transparente			
Temperatura de uso	-90 °C a +100 °C			
Especificidad	Sellado hermético al encajar el tapón y para retirarlo basta con desenroscarlo 1/4 de vuelta ; libre de DNasas, RNasas, ADN y pirógenos.			
Unid./caja	1000 microtubos			
Ref. microtubo solo	**040742**	**040743**	**040744**	**040745**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tapón Micrewtube® SnapTwist™



	Para inserto	Para inserto con anillo
Autoclavable	No	
Material	Polietileno	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, de ADN, de pirógenos	
Unid./caja	1000 tapones	
Natural	**040746**	**040753**
Blanco	**040752**	**040759**
Amarillo	**040751**	**040758**
Rojo	**040750**	**040757**
Verde	**040748**	**040755**
Azul	**040747**	**040754**
Violeta	**040749**	**040756**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos de muestra sin tapón Simport®



Volumen (ml)	1,2		2				3		4				5			
Diámetro ext. (mm)	12,5															
Altura (mm)	43	43	48	48	49	49	72	72	75	75	76	76	92	92	93	93
Material	Polipropileno															
Estéril	No															
Fondo	Cónico	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	No															
Autoclavable	Sí															
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	17000	17000	-	-	-	-	17000	17000	-	-	17000	17000	-	-
Faldón	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Graduación	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Área de marcado	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C															
Especificidad	Probado a 95 KPa															
Unid./caja	1000 tubos															
Ref. microtubo solo	**039710**	**040844**	**039711**	**040845**	**039712**	**040846**	**039713**	**040847**	**039714**	**040848**	**039715**	**040849**	**039716**	**040850**	**039717**	**040851**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tapones para tubos de muestras Simport®

Autoclavable	Sí	Sí
Material	Polipropileno	Polipropileno ; septum de PTFE y silicona
Especificidad	Probado a 95 KPa	Perforable
Unid./caja	1000 tapones	250 tapones
Natural	**039871**	**-**
Blanco	**039874**	**-**
Amarillo	**039875**	**-**
Rojo	**039873**	**-**
Verde	**039869**	**040843**
Azul	**039868**	**-**
Violeta	**039870**	**-**
Naranja	**039872**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**



040843

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB