## Microtubos de tapón de rosca con tapón (continuación)



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 2 | | | | | | | | | | |
| **Diámetro (mm)** | 10,4 | 10,5 | 10,5 | - | 13 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,6 |
| **Altura (mm)** | 44,5 | 45,5 | 46,5 | - | 47 | - | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 47,5 |
| **Material** | Polipropileno | | | | | | | | | | |
| **Estéril** | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
| **Tipo de tapón** | Tapón de rosca con anillo | | Tapón de rosca con anillo | Tapón de rosca con anillo; perforable | | | Tapón de rosca con anillo | | | | Tapón vacío |
| **Autoclavable** | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 20000 | | | 17000 | | | - | - | - | - | - |
| **Faldón** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| **Graduación** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| **Área de marcado** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| **Color** | Excelente transparencia | | | Translúcido | | | | | | | Opaco |
| **Temperatura de uso** | -196 °C a +121 °C | -196 °C a +121 °C | -196 °C a +121 °C | -196 °C a +121 °C | -196 °C a +121 °C | -196 °C a +121 °C | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -80 °C a +121 °C | -86 °C a +121 °C |
| **Especificidad** | Libre de DNasas, RNasas, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas | Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas | Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas | - | Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas | - | - | - | - | - | Libre de DNasa, RNasas, ADN humano y endotoxinas |
| **Unid./caja** | Bolsa de 250 microtubos | 20 bolsas de 50 microtubos | | Bolsa de 500 microtubos | 10 bolsas de 50 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos |
| **Ref. Tapón Natural** | - | **062966** | **062967** | **104433** | **104438** | **104434** | **077788** | **077754** | **077789** | **038554** | - |
| **Ref. tapón blanco** | **048042A** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ref. tapón ámbar** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **010220** |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Microtubos de tapón de rosca sin tapón



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 0,5 | | 1,5 | | 2 | | | |
| **Diámetro (mm)** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,4 | 9,6 |
| **Altura (mm)** | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 43,4 | 47,5 |
| **Material** | Polipropileno | | | | | | | |
| **Estéril** | No | | | | | | | |
| **Autoclavable** | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | - | - | - | - | - | - | 20000 | 23000 |
| **Faldón** | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí |
| **Graduación** | No | No | No | No | No | No | Sí | No |
| **Área de marcado** | Sí | | | | | | | |
| **Color** | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Opaco |
| **Temperatura de uso** | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +95 °C | -80 °C a +95 °C | -196 °C a +121 °C | -86 °C a +121 °C |
| **Especificidad** | - | - | - | - | - | - | Libre de DNasas, RNasas, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas | - |
| **Unid./caja** | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 500 microtubos | Bolsa de 5000 microtubos | Bolsa de 500 microtubos |
| **Ref. tubo solo natural** | **077241** | **077785** | **077242** | **077786** | **077243** | **077536** | **048035** | - |
| **Ref. tubo solo ámbar** | - | - | - | - | - | - | - | **010218** |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |