Tubos 5 ml tapón de rosca

	Eppendorf quality™		Estéril	Forensic DNA	PCR Clean		
						Protein LoBind®	DNA LoBind®
Volumen (ml)	5						
Diámetro (mm)	15,5						
Altura (mm)	66,1						
Material	Polipropileno						
Estéril	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Autoclavable	No						
Velocidad máx centrifugación (g)	25000						
Graduación	Sí; incrementos de 0,5 ml						
Área de marcado	Sí						
Temperaturas de uso	-86 °C a +100 °C						
Especificidad	Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Libre de DNasas, RNasas, ADN, de pirógenos; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas ; para muestras sensibles	Calidad estéril: libre de DNasas, RNasas, ADN y pirógenos; sin agentes de desmoldeo, plastificantes o biocidas	Calidad Forensic DNA : libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR ; cierre seguro ; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de PCR Cierre seguro ; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Material protein LoBind®, polímero especial crea una superficie hidrofílica que garantiza la máxima recuperación de la muestra; calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR; cierre seguro; sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	La combinación de tecnologías de fabricación especiales y lotes seleccionados garantizan una recuperación de moléculas de ADN/ARN de prácticamente el 100%; sin recubrimiento superficial para eliminar el riesgo de contaminación de la muestra; calidad PCR Clean : libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR; cierre seguro ; sin agentes de desmoldeo plastificantes, ni biocidas
Unid./caja	2 bolsas de 100 tubos						
Ref. tapón gris	**999541**	**934560**	**999543**	**933936**	**999542**	**934302**	**934559**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack tubes® 5 ml PCR Clean

Ref.	Descripción	€
934561	Contiene : - 400 tubos (2 paquetes de 200) - 2 racks (12 posiciones) - 8 adaptadores universales para rotores de tubos cónicos de 15 ml	**NC -**





