
Tubos 5 ml Greiner Bio-One tapón de rosca



Volumen (ml)	5	
Diámetro (mm)	17,63	
Altura (mm)	63,53	
Material	Polipropileno	
Estéril	No	Sí
Autoclavable	Sí	
Velocidad máx centrifugación (g)	25000 g	
Graduación	Sí	
Área de marcado	Sí	
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN Humano y pirógenos	
Unid./caja	5 bolsas de 100 tubos	10 gradillas de 50 tubos
Ref. tapón azul	**725201**	**725261**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos 5 ml Simport® tapón de rosca



Volumen (ml)	5	
Diámetro (mm)	16	
Altura (mm)	62,5	
Material	Polipropileno	
Estéril	No	Sí
Tapón	Sin	Tapón de rosca; Con anillo; perforable
Autoclavable	Sí	
Velocidad máx centrifugación (g)	25000	
Graduación	Sí	
Área de marcado	Sí en tubo y tapón	
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y pirógenos; sin agentes de desmoldeo y biocidas	
Unid./caja	2 bolsas de 100 tubos	10 bolsas de 20 tubos
Ref. tubo natural	**040939 ***	**040941**
Ref. tubo ámbar	**040940 ***	**040942**
€/caja	**NC -**	**NC -**

*sin tapón

Tapones de rosca para tubos 5 ml

Tipo de tapón	De rosca sin anillo; perforable	De rosca con anillo; perforable
Autoclavable	No	
Material	Polietileno de alta densidad	
Especificidad	Sin anillo	Con anillo
Unid./caja	2 bolsas de 100 Tapones	
Natural	**040943**	**040950**
Blanco	**040947**	**040954**
Amarillo	**040948**	**040955**
Rojo	**040946**	**040953**
Verde	**040945**	**040952**
Azul	**040944**	**040951**
Ámbar	**040949**	**040956**
€/caja	**NC -**	**NC -**



Insertos de color para tapón

Azul	Verde	Lila	Rojo	Amarillo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja	2D	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**NC -**	**040957**	100	500	**NC -**



Tubos 5 ml tapón de rosca

Volumen (ml)	5		
Diámetro ext. (mm)	17,63		
Altura (mm)	63,53		
Material	Polipropileno virgen		
Estéril	No	Sí	Sí
Autoclavable	No		
Velocidad máx centrifugación (g)	25000 g		
Graduación moldeada	Sí: incremento de 0,2 ml		
Área de marcado	Sí		
Color tubo	Transparente		Negro opaco
Color tapón	Azul		Negro
Temperatura de uso	-86 °C a +110 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas		
Unid./caja	5 bolsas de 100 tubos	10 racks poliestireno de 50 tubos	
Ref.	**062627**	**062628**	**062987**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB