Tubos BioBased Eppendorf

NUEVO



Volumen (ml)	5	15	25	50
Diámetro (mm)	15,5	15,5	28,3	26,7
Altura (mm)	68	121	77,2	116
Material	Polipropileno (materia prima según USP clase 6); tapón de HDPE			
Estéril	Sí	Sí	Sí	Sí
Autoclavable	No	No	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	25000	19500	17000	19500
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura de uso	- 86 °C a 100 °C	- 86 °C a 100 °C	- 86 °C a 100 °C	- 86 °C a 100 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y pirógenos; Tapón con lados aplanados y ranurados ; Biopolipropileno de alta calidad, producido a partir de materias primas recicladas de segunda generación, en este caso derivadas únicamente de desechos y residuos procedentes, por ejemplo, de la producción de aceite vegetal y aceite de cocina usado			
Unid./caja	2 bolsas 100 tubos	10 bolsas 50 tubos	8 bolsas 25 tubos	20 bolsas 25 tubos
Ref. tapón gris	**934683**	**934684**	**934685**	**934686**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

GoGreen

Fabricado con biopolipropileno de alta calidad, producido a partir de materias primas recicladas de 2ª generación, derivados únicamente de desechos y residuos procedentes, por ejemplo, de la producción de aceite vegetal y aceite de cocina usado.

