
Tubos de centrífuga de 15 ml y 25 ml Eppendorf



	Estéril			Forensic DNA	PCR Clean		Eppendorf quality™	Estéril	PCR Clean
					Protein LoBind®	DNA LoBind®			
Volumen (ml)	15						25		
Diámetro ext. (mm)	17						29,8		
Altura (mm)	121						79,2		
Material	Polipropileno ; tapón de HDPE						Tapón de polipropileno ; tapón de HDPE		
Estéril	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No
Autoclavable	No						No		
Velocidad máx centrifugación (g)	19500						17000		
Graduación	Sí (incrementos de 0,5 ml)						Sí; incremento de 2,5 a partir de 5 ml hasta 25 ml		
Área de marcado	Sí						Sí		
Color	Transparente	Transparente	Ámbar	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Temperatura de uso	-86 °C a +100 °C						-86 °C a +100 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y pirógenos; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas ; tapón con lados aplanados y ranurados			Calidad Forensic DNA : libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de la PCR ; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas; tapón con lados aplanados y ranurados	Material protein LoBind®, polímero especial que crea una superficie hidrófila para una máxima recuperación de la muestra; calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de PCR; sin agentes desmoldeantes, plastificantes ni biocidas; tapón con lados aplanados y ranurados	Combinación de tecnologías de fabricación especiales y lotes seleccionados que garantizan prácticamente el 100% de recuperación de moléculas de ADN/ARN; sin recubrimiento superficial para eliminar el riesgo de contaminación de la muestra; Calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano ni inhibidores de la PCR; sin agentes desmoldeantes, plastificantes ni biocidas; tapón con laterales aplanados y ranurados.	Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas	Calidad estéril : Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y endotoxinas ; sin agentes de desmoldeo, plastificantes ni biocidas	Calidad PCR Clean: libre de DNasas, RNasas, ADN humano e inhibidores de PCR; Sin agentes de desmoldeo, plastificantes, ni biocidas
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de 25 tubos	4 bolsas de 50 tubos	100 tubos envasados individualmente	4 bolsas 50 tubos	4 bolsas 50 tubos	4 bolsas de 50 tubos	8 bolsas de 25 tubos	4 bolsas de 50 tubos
Ref. tapón gris	**933175**	**934169**	**934278**	**933938**	**934279**	**0030122208**	**934355**	**934357**	**934356**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack tubes 25 ml PCR Clean

Contenido del pack

+ 200 tubos de 25 ml
+ 4 gradillas individuales
+ 6 adaptador para centrifugado

Ref.	Descripción	€
934353	Starter pack tubes 25 ml con tapón snap	**NC -**
934358	Starter pack tubos 25 ml con tapón de rosca	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
934360	Juego de 4 adaptadores y una herramienta de extracción para SmartBlock 50 ml	1	**NC -**
934362	Adaptadores tubos 25 ml con tapón de rosca para centrifugado	6	**NC -**

Astuce

Vea nuestras marcas de tubos de centrífuga de 15 y 50 ml en nuestra sección de "Cultivo celular"



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB