Tubos de centrífuga de 15 ml y 50 ml Nunc™





Volumen (ml)	15		50	
Diámetro (mm)	17		130	
Altura (mm)	120		115	
Material	Polipropileno		Polipropileno	
Estéril	No		No	
Autoclavable	Sí		Sí	
Velocidad máx centrifugación (g)	8500		9500	
Graduación	Sí		Sí	
Área de marcado	Sí		Sí	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas		Libre de DNasas, RNasas	
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 racks de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 racks de 50 tubos
Ref. Tapón Natural	**056169NS**	**056170NS**	**056171NS**	**056172NS**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos Perform™ y Tubes PerformR™ con faldón Labcon





	Tubos PerformR™						Tubos PerformR™ con faldón		
Volumen (ml)	15			50			50		
Diámetro (mm)	17			29			30		
Altura (mm)	118			115			115		
Material	Tapón de polipropileno, tapón de HDPE			Tapón de polipropileno, tapón de HDPE			Tapón de polipropileno, tapón de HDPE		
Estéril	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tipo de tapón	De rosca ; plano			De rosca ; plano			De rosca ; plano		
Autoclavable	Sí			Sí			Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	12500			12500			10500		
Faldón	No			No			Sí		
Graduación	Sí			Sí			Sí (incrementos 2,5 ml de 5 a 45 ml)		
Área de marcado	Sí en el tubo y en el tapón			Sí en el tubo y en el tapón			Sí		
Color	Translúcido			Translúcido			Translúcido		
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C			-80 °C a +121 °C			-80 °C a +121 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; Conforme a IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos ; Conforme a U.S.P Clase VI; reciclable			Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable			Libre de DNasas, RNasas endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; Conforme a IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos ; Conforme a U.S.P Clase VI; reciclable		
Unid./caja	Bolsas de 500 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	12 gradillas de polipropileno 25 tubos	Bolsas de 500 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	12 gradillas de polipropileno de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones
Ref. tapón verde plano	**949434**	**949901**	**949536**	**949432**	**949917**	**949538**	**949026**	**949027**	**949028**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**





Tipo de tapón	De rosca ; con zona de junta gruesa ; estanqueidad reforzada			De rosca ; con zona de junta gruesa ; estanqueidad reforzada			De rosca ; con zona de junta gruesa ; estanqueidad reforzada		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable			Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable			Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable		
Unid./caja	Bolsas de 500 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	12 gradillas de polipropileno de 25 tubos	Bolsas de 500 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	12 gradillas de polipropileno de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones
Tapón verde estanqueidad reforzada	**949024**	**949902**	**949537**	**949020**	**949918**	**949539**	**949029**	**949030**	**949031**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB