Tubos Viewpoint™ Labcon



Volumen (ml)	15			50		
Diámetro (mm)	17			29		
Altura (mm)	118			115		
Material	Tapón de polipropileno, tapón de HDPE					
Estéril	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Tipo de tapón	Con rosca; con junta de elastómero					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	12500					
Faldón	No					
Graduación	Sí					
Área de marcado	Sí					
Color	Translúcido a 5 °C ; azul cielo a 5 °C ; azul oscuro a partir de 0 °C					
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C					
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable; Protección UV cuando el tubo se vuelve azul oscuro					
Unid./caja	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos	12 gradillas de 25 tubos	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos	12 gradillas de 25 tubos
Ref. tapón verde	**950665**	**950666**	**950668**	**950669**	**950670**	**950671**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos Metal Free™ Labcon



Volumen (ml)	15		50	
Diámetro (mm)	17	17	29	29
Altura (mm)	118	118	115	115
Material	Tapón de polipropileno, tapón de HDPE			
Estéril	Sí			
Tipo de tapón	De rosca			
Autoclavable	Sí			
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	17000	20000	20000
Faldón	No			
Graduación	Sí estándar e invertido; indicación de nivel máximo para la congelación			
Área de marcado	Sí en el tubo y en el tapón			
Color	Translúcido			
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C			
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1ppb) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable			
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de cartón de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de cartón de 25 tubos
Ref. tapón blanco	**949892**	**949528**	**949909**	**949527**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB