Tubos UVsafe™ Labcon



Volumen (ml)	15			50		
Diámetro (mm)	17	17	17	29	29	29
Altura (mm)	118	118	118	115	115	115
Material	Tapón de polipropileno, tapón de HDPE					
Estéril	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí
Tipo de tapón	De rosca					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	12500					
Faldón	No					
Graduación	Sí estándar e invertido; indicación de nivel máximo para la congelación					
Área de marcado	Sí					
Color	Opaco					
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C					
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1ppb) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable; bloquea el 100% de los rayos UV					
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	1 bolsa de 500 tubos y 1 bolsa de 500 tapones	20 rack de cartón de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	1 bolsa de 500 tubos y 1 bolsa de 500 tapones	20 rack de cartón de 25 tubos
Ref. tapón verde	**949891**	**949900**	**949898**	**949908**	**949916**	**949914**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos ProtectR™ Labcon



Volumen (ml)	15		50	
Diámetro (mm)	17	17	29	29
Altura (mm)	118	118	115	115
Material	Tubo y tapón de polipropileno			
Estéril	No	Sí	No	Sí
Tipo de tapón	Con rosca; Plano con junta de elastómero			
Autoclavable	Sí			
Velocidad máx centrifugación (g)	12500			
Faldón	No			
Graduación	Sí estándar e invertido; indicación de nivel máximo para la congelación			
Área de marcado	Sí en tubo con rejilla de puntos para la visibilidad del contenido y en el tapón			
Color	Translúcido			
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C			
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado de bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; conforme IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos; conforme a U.S.P. Clase VI; reciclable; para el transporte de muestras con hielo seco, evita la acidificación de la muestra debido a los vapores de CO2 del hielo seco y, por tanto, el deterioro de las propiedades de la muestra			
Unid./caja	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos			
Ref. Tapón amarillo	**949532**	**949533**	**949534**	**949535**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**