Tubos 15 ml








Volumen (ml)	15					
Diámetro (mm)	17	17	17	17,5	17,5	17
Altura (mm)	121	121	121	119,6	119,6	118
Material	Polipropileno		Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno		
Estéril	Sí					
Autoclavable	Sí, sin tapón	No	Sí, sin tapón	No	No	No
Velocidad máx de centrifugación (g)	6200	12000	12000	8400	8400	12000
Faldón	No					
Graduación	Sí incrementos de 0,5 ml	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	Sí					
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Transparente	Transparente	Translúcido
Temperatura de uso	-80 °C a +110 °C	-190 °C a +120 °C	- 86 °C a +121 °C	-20 °C a +121 °C	-20 °C a +121 °C	-86 °C a +121 °C
Especificidad	Marcado CE y IVD ; libre de endotoxinas	Libre de DNasas y RNasas	Libre de DNasas y RNasas	Libre de DNasas RNasas, conforme IATA	Libre de DNasas RNasas, conforme IATA	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas; no citotóxico
Unid./caja	750 tubos envasados individualmente	20 bolsas de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	20 bolsas de 25 tubos	10 gradillas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos
Ref. tapón Azul	**391526B**	**-**	**062969**	**010156**	**010151**	**062630**
Ref. tapón colores surtidos (blanco, amarillo, rojo, verde y azul)	**-**	**051924**	**-**	**-**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**











Volumen (ml)	15						
Diámetro (mm)	17				16,5		
Altura (mm)	120				121		
Material	Polipropileno; tapón de polietileno			Poliestireno; tapón de polietileno	Polipropileno virgen; tapón de HDPE		
Estéril	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
Autoclavable	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx de centrifugación (g)	9000	9000	9000	3000	18000	18000	18000
Faldón	No						
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color	Translúcido						
Temperatura de uso	-	-	-	-40 °C a +70 °C	-80 °C a +121 °C		
Especificidad	Marcado CE IVD	Marcado CE IVD	Marcado CE IVD	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas, ADN humain y ATP; certificado bajo contenido en metales (<1ppb); conforme U.S.P Clase VI		
Unid./caja	34 bolsas de 50 tubos	34 bolsas de 50 tubos	750 tubos envase ind.	20 bolsas de 25 tubos	Bolsa de 500	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsa de 25 tubos
Ref. tapón blanco	**-**	**-**	**-**	**-**	**224150**	**224151**	**224152**
Ref. tapón rojo	**-**	**390057**	**390058**	**380505**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón Azul	**390056**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 1 gradilla de PP incluído