Tubos 50 ml



Volumen (ml)	50						
Diámetro (mm)	30	30	30	29	29	29,6	29,6
Altura (mm)	117	117	117	115	115	114,7	114,7
Material	Polipropileno			Polipropileno; tapón de polietileno		Polipropileno	
Estéril	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autoclavable	Sí (sin tapón)	No	No	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)	-	-
Velocidad máx centrifugación (g)	9400	12000	12000	15000	15000	9400	9400
Faldón	No	No	No	No	No	No	No
Graduación	Sí (incrementos de 2,5 ml)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (incrementos de 5 ml)	Sí (incrementos de 5 ml)
Área de marcado	Sí						
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Transparente	Transparente
Temperatura de uso	-80 °C a +110 °C	-190 °C a +120 °C	-190 °C a +120 °C	- 86 °C a +121 °C	- 86 °C a +121 °C	-20 °C a +121 °C	-20 °C a +121 °C
Especificidad	Marcado CE y IVD ; libre de endotoxinas	Libre de RNasas, DNasas	Libre de RNasas, DNasas	Libre de RNasas, DNasas y endotoxinas	Libre de RNasas, DNasas y endotoxinas	Libre de DNasas y RNasas ; conforme IATA	Libre de DNasas y RNasas ; conforme IATA
Unid./caja	400 tubos en envase indiv.	20 bolsas de 25 tubos	20 racks de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 racks de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 racks de 50 tubos
Ref. tapón Azul	**391527**	**-**	**-**	**062972**	**062971**	**010157**	**010152**
Ref. tapón colores surtidos (blanco, amarillo, rojo, verde y azul)	**-**	**051926**	**051927**	**-**	**-**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volumen (ml)	50									
Diámetro (mm)	30	29	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Altura (mm)	115	115	114	114	116	116	116	117,3	117,3	117,3
Material	Polipropileno		Poliestireno ; tapón de polietileno		Tubos de polipropileno virgen; tapón de HDPE					
Estéril	Sí	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí
Autoclavable	No	-	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	16000	15000	3000	3000	20000	20000	20000	7000	7000	7000
Faldón	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Color	Translúcido	Translúcido	Transparente	Transparente	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Temperaturas de uso	-80 °C a +121 °C	-86 °C a +121 °C	- 40 °C a +70 °C	- 40 °C a +70 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C	-80 °C a +121 °C
Especificidad	Tapón numerado; rack de poliestireno	Libre de RNasas, DNasas y endotoxinas; no citotóxico; tapón esmerilado estanco	-	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas, ADN humain y ATP; certificado bajo contenido en metales (<1ppb); conforme U.S.P Clase VI					
Unid./caja	12 racks de 25 tubos	20 racks de 25 tubos	Bolsas de 500 tubos	20 bolsas de 25 tubos	Bolsa de 500	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	Bolsa de 500	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos
Ref. tapón blanco	**-**	**-**	**-**	**-**	**224153**	**224154**	**224155**	**224156**	**224157**	**224158**
Ref. tapón rojo	**-**	**-**	**380501**	**380502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**978365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón Azul	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón colores surtidos (amarillo, rojo, verde, azul y naranja)	**-**	**062631**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 1 gradilla de PP incluído

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB