Tubos con rosca de gran volumen Labcon



Volumen (ml)	175		225	
Diámetro (mm)	61		61	
Altura (mm)	117		137	
Material (tubo y tapón)	Polipropileno			
Estéril	No	Sí	No	Sí
Autoclavable	Sí		Sí	
Velocidad máx centrifugación (g)	8000		8000	
Graduación	Sí		Sí	
Área de marcado	No	No	No	No
Temperaturas de uso	-80 °C a +121 °C		-80 °C a +121 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas (‹ 0,05 EU/ ml), ATP Oleamida, DiHEMDA, y ftalatos ; certificado bajo contenido en metales (‹ 1 ppm) ; CE IVD			
Unid./caja	48			
Ref. tapón verde	**949518**	**949519**	**949520**	**949521**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de polipropileno Nalgene™



Volumen (ml)	175	250		500			1000		
Diámetro (mm)	61,5	61,8	61,1	73,8	69,5	69,5	97,5	97,7	97,5
Altura (mm)	143,5	127,7	132,8	169,8	170,2	160	184,5	179	185,3
Material	Copolímero de polipropileno; tapón de polipropileno			Copolímero de polipropileno; tapón de PP					Copolímero de PP; tapón de PP, cierre de PPE modificado
Estéril	No								
Fondo	Cónico	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	27500	13200	27500	4800	4800	13700	7100	7100	15810
Graduación	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Área de marcado	No								
Especificidad	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado	-	Junta de silicona con estanqueidad reforzada	-	-	Junta de silicona con estanqueidad reforzada	-	-	Junta de silicona; diseñada para rotores Fiberlite (FCS 6X1000Y, F8S 6X1000Y, F9S 4X1000Y); no citotóxica
Unid./caja	4 tubos	4 tubos	4 tubos	4 tubos	4 tubos	4 tubos	4 tubos	4 tubos	6 tubos
Ref. Tapón Natural	**029258**	**029205**	**029256**	**029236**	**029239**	**029257**	**029237**	**029238**	**-**
Ref. tapón Azul	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**029907**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptador para tubo de 175ml



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
029274	Adaptador para tubo de 175ml	4 adaptadores	**NC -**

Astuce

Vea nuestras marcas de tubos de centrífuga de 15 y 50 ml en nuestra sección de "Cultivo celular"