
Tubos de polipropileno con rosca Corning Gosselin™

CORNING







Volumen (ml)	7			10		
Diámetro (mm)	16,6	16,6	16,6	16	16	16
Altura (mm)	54	54	54	97	97	97
Material	Polipropileno; tapón de polietileno de baja densidad					
Estéril	No	No	Sí	No	Sí	No
Fondo	Plano	Plano	Plano	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sin	Sí	Sí	Sí	Sí	Sin
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	3000					
Faldón	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	No	No	No	No	No	No
Área de marcado	No	No	No	No	No	No
Color	Translúcido					
Temperatura de uso	-20 °C a +120 °C					
Unid./caja	4 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 400 tubos	4 bolsas de 400 tubos	4 bolsas de 250 tubos	4 bolsas de 250 tubos	4 bolsas de 250 tubos
Ref. tubo solo	**080938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**688339**
Ref. tapón blanco	**-**	**688118**	**688340**	**080261**	**-**	**-**
Ref. tapón rojo	**-**		**688117**	**-**	**030466**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	€/ bolsa
076027	Tapaón blanco para Ref. 080938	1500	**NC -**

Tubos de polipropileno con rosca Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



Volumen (ml)	12
Diámetro (mm)	15,45
Altura sin tapón (mm)	99
Altura con tapón (mm)	100
Material	Polipropileno; tapa de polietileno de alta densidad
Estéril	No
Fondo	Redondo
Tapón	Sí
Autoclavable	Sí (sin tapón)
Velocidad máx centrifugación (g)	26000
Faldón	No
Graduación	No
Área de marcado	No
Color	Translúcido
Temperaturas de uso	- 196 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, ADN humano y endotoxinas; no citotóxico
Unid./caja	900 tubos
Ref. tapón blanco	**163270**
€/caja	**NC -**