Tubos de polipropileno con rosca Nalgene™



Volumen (ml)	10		16	28	30		35	50	
Diámetro (mm)	16,13	16	18,1	25,8	25,7	25,5	28,3	28,83	28,8
Altura (mm)	80,5	82	106,4	94	93,4	102,1	103,8	105,9	113,5
Material	Copolímero de polipropileno; tapón de polipropileno								
Estéril	No								
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo
Tapón	Sí								
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	50000								
Faldón	No								
Graduación	No	No	No	No	No	No	Sí (incremento 1 ml de 1 a 35 ml)	No	No
Área de marcado	No								
Color	Translúcido								
Temperatura de uso	0 a +135 °C								
Especificidad	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado		-	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado	Hermético	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado
Unid./caja	10 tubos								
Ref. Tapón Natural	**029199**	**029251**	**029252**	**029233**	**029234**	**029253**	**029262**	**029235**	**029254**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptador para la ref. 029262

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
029283	Adaptador para tubo de 175ml	6	**NC -**



Tubos de polipropileno Simport®



Volumen (ml)	5	7		10			12	30			
Diámetro ext. (mm)	17	13	13	17	17	17	17	25	25	25	25
Altura (mm)	65	84	84	85	84	84	102	111	111	111	111
Material	Polipropileno										
Estéril	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No
Fondo	Cónico	Plano	Plano	Redondo	Cónico	Redondo	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico
Tapón	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Tipo de tapón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	De rosca	De rosca
Autoclavable	Sí										
Faldón	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Graduación	Sí, grabado	No	No	Sí, serigrafiado	Sí, grabado	No	Sí, grabado	Sí, grabado	Sí, grabado	Sí	Sí
Área de marcado	No										
Color	Translúcido										
Temperatura de uso	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	-90 °C a +121 °C	-90 °C a +121 °C
Especificidad	Probado a 95 KPa										
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 500 tubos	Bolsas de 500 tubos	20 bolsas de 25 tubos	5 bolsas de 100 tubos
Ref. tubo solo	**040769**	**040770**	**040779**	**040771**	**040772**	**039235**	**040773**	**040774**	**040780**	**-**	**-**
Ref. tapón blanco	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**040723**	**040724**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB