Tapones para tubos de polipropileno Simport® (página anterior)

Para tubo Ref.	040769	040770	040779	040771	040772	039235	040773	040774	040780
									
Ref. tapón blanco con labio de sellado	040775	040777	-	039237	040775	039237	040775	040778	-
Unid./caja	1000	1000	-	1000	1000	1000	1000	500	-
€/caja	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
									
Ref. tapón blanco con junta O-Ring	-	-	-	039238	-	039238	-	-	-
Unid./caja	-	-	-	1000	-	1000	-	-	-
€/caja	-	-	-	NC -	-	NC -	-	-	-
									
Ref. tapón blanco inviolable	040781	-	040782	-	040781	-	040781	-	040783
Unid./caja	1000	-	1000	-	1000	-	1000	-	500
€/caja	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -

Tubos de polipropileno Labcon

		
Volumen (ml)	5	10
Diámetro (mm)	15,2	
Altura (mm)	60,2	94
Material	Polipropileno	
Estéril	No	No
Fondo	Cónico	
Tapón	Sí	
Autoclavable	Sí	
Velocidad máx centrifugación (g)	12000	
Faldón	Sí	
Graduación	Sí, incremento 1 ml	
Área de marcado	Sí	
Color	Translúcido	
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, de ATP y endotoxinas, certificado bajas trazas de metales, conforme IATA 95 kPa, USP clase VI	
Unid./caja	2 bolsas de 500 tubos y 2 bolsas de 500 tapones	2 bolsas de 500 tubos y 2 bolsas de 500 tapones
Ref. tapón verde	950680	950684
€/caja	NC -	NC -