Tubo de polisulfona Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Volumen (ml)	30	50	
Diámetro ext. (mm)	25,7	29	28,8
Altura sin tapón (mm)	94	107,2	114,8
Material	Polisulfona; tapón de polipropileno		
Estéril	No		
Fondo	Redondo		
Tapón	Sí		
Autoclavable	Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	50000		
Faldón	No		
Graduación	No		
Área de marcado	No		
Color	Transparente		
Temperatura de uso	-100 °C a +165 °C		
Especificidad	-	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado
Unid./caja	Bolsas de 10 tubos		
Ref. Tapón Natural	**029220**	**029221**	**029247**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Tubos de polipropileno de fondo cónico con tapón

Fondo cónico
Con tapón









Volumen (ml)	5					
Diámetro ext. (mm)	16	16	16	16	15,5	
Diámetro int. (mm)	-	-	-	-	-	
Altura Sin tapón (mm)	56	56	56	60	67,3	
Material	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno	Polipropileno; tapón de HDPE	
Estéril	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Fondo	Cónico					
Tapón	Sí	Sí (adjunto)	Sí	Sí	-	-
Tipo de tapón	De rosca	-	De rosca	De rosca	-	-
Autoclavable	-	-	-	Sí	No	
Faldón	Sí					
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Color	Translúcido					
Especificidad	-	-	-	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas; estanco	Libre de DNasas, RNasas, endotoxinas y ADN humano	
Unid./caja	Bolsa de 1000 tubos y bolsa de 1000 tapones	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 500 tubos	10 bolsas de 100 tubos	2 bolsas de 100 tubos	2 bolsas de 100 tubos
Ref. tapón blanco	**380551**	**380562**	**380564**	**162613**	**-**	**-**
Ref. Tapón amarillo	**380555**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón rojo	**380554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**380553**	**-**	**-**	**-**	**330265**	**330266**
Ref. tapón Azul	**380552**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB