Tubos de polipropileno de fondo cónico con tapón

Fondo cónico
Con tapón



Volumen (ml)	10							30
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	16	15,7	15,7	30
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	15	15	-
Altura sin tapón (mm)	92	92	92	92	80	100	100	82
Altura con tapón (mm)	-	-	-	-	-	103,6	103,6	-
Material	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno tapón de polietileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno tapón de polietileno
Estéril	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Fondo	Cónico							
Tapón	Sí	Sí	Sí (adjunto)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de tapón	De rosca							
Autoclavable	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí (sin tapón)
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	-	-	-	3000 rpm	3000 rpm	7000 rpm
Faldón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
Graduación	Sí							
Área de marcado	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Color	Translúcido	Ámbar	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Temperatura de uso:	-	-	-	-	-	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	- 86 °C a +121 °C
Especificidad	-	-	-	-	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas; estanco	Compatible con el autómata bioMerieux® PREVI™ isola	-	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas
Unid./caja	Bolsa de 1000 tubos y bolsa de 1000 tapones	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 500 tubos	10 bolsas de 100 tubos	2 bolsas de 500 tubos	10 bolsas de 100 tubos	20 bolsas de 25 tubos
Ref. tapón blanco	**380556**	**380561**	**380563**	**380565**	**162614**	**380525**	**-**	**-**
Ref. Tapón amarillo	**380560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380526**	**-**
Ref. tapón rojo	**380559**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**380558**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapón Azul	**380557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062974**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

