Tubos de polipropileno de fondo redondo con tapón

Fondo redondo Con tapón												
Volumen (ml)	5			7		8	10		12		15	
Diámetro ext. (mm)	12,3	17	17	17	17	13	17	17	16,3	16,3	17	17
Diámetro int. (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	14,4	-	-
Altura sin tapón (mm)	75	40	40	54	54	100	70	70	102,5	102,5	100	
Altura con tapón (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	103,9	103,9	-	-
Material	Polipropileno	Copolímero de polipropileno				Polipropileno	Copolímero de polipropileno		Polipropileno; tapón de polietileno de baja densidad		Copolímero de polipropileno	
Estéril	No	No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Autoclavable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	-	-	-	10000	-	-	15000	15000	-	-
Faldón	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Graduación	No	Sí, incremento 1 ml	Sí, incremento 1 ml	Sí, incremento 1 ml	Sí, incremento 1 ml	No	Sí, incremento 1 ml	Sí, incremento 1 ml	No	No	Sí, incremento 1 ml	Sí, incremento 1 ml
Área de marcado	No	Sí, en toda la superficie del tubo				No	Sí, en toda la superficie del tubo		No		Sí, en toda la superficie del tubo	
Color	Translúcido											
Temperatura de uso	0 °C a +135 °C	-10 °C a +110 °C	-10 °C a +110 °C	-10 °C a +110 °C	-10 °C a +110 °C	-	-10 °C a +110 °C	-10 °C a +110 °C	-	-	-10 °C a +110 °C	-10 °C a +110 °C
Unid./caja	4 bolsas de 250 tubos	Bolsa de 1000 tubos	25 bolsas de 20 tubos	Bolsa de 1000 tubos	25 bolsas de 20 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsa de 1000 tubos	25 bolsas de 20 tubos	6 bolsas de 250 tubos	1500 tubos envasados individualmente	Bolsa de 1000 tubos	25 bolsas de 20 tubos
Ref. con tapón blanco	**380524**	**064351**	**064353**	**064357**	**064044**	**-**	**064359**	**064050**	**-**	**-**	**064361**	**064363**
Ref. con tapón rojo	**380523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ref. con tapón verde	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064263**	**-**	**-**	**080193**	**080194**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

