Tubos de poliestireno con fondo redondo y tapón

Fondo redondo
Con tapón






Volumen (ml)	8	10				12	
Ø ext. (mm)	13	16	16	16	16	16,3	16,3
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	14,4	14,4
Altura sin tapón (mm)	100	100	100	100	100	102,5	102,5
Altura con tapón (mm)	-	-	-	-	-	103,9	103,9
Material	Poliestireno					Poliestireno ; tapón de polietileno de alta densidad	
Estéril	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Fondo	Redondo						
Tapón	Sí						
Autoclavable	No						
Velocidad máx centrifugación (g)	8200	-	-	-	-	7500	7500
Faldón	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Graduación	No						
Área de marcado	No						
Color	Transparente						
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	8 gradillas de 88 tubos	750 tubos envasados individualmente	6 bolsas de 250 tubos	1500 tubos envasados individualmente
Ref. tapón rojo	**-**	**012064**	**012065**	**012067B**	**012066**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**064262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**080191**	**080192**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de poliestireno con fondo redondo y tapón

Fondo redondo
Con tapón








Volumen (ml)	16				19					21
Ø ext. (mm)	16									
Altura sin tapón (mm)	120	120	120	120	150	150	150	150	125	150
Material	Poliestireno									
Estéril	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No
Fondo	Redondo									
Tapón	Sí									
Autoclavable	No									
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	-	-	-	-	-	-	8200	8200
Faldón	No									
Graduación	No									
Área de marcado	No									
Color	Transparente									
Unid./caja	Bolsas de 750 tubos	Bolsas de 750 tubos	8 gradillas de 88 tubos	500 tubos envasados individualmente	Bolsas de 625 tubos	Bolsas de 625 tubos	8 gradillas de 88 tubos	500 tubos envasados individualmente	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tapón rojo	**012068**	**012069**	**012071B**	**012070**	**012072**	**012073**	**012075B**	**012045**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064328**	**064330**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**