
Tubos de polipropileno con cuello recto Corning Gosselin™


CORNING



Volumen (ml)	2	3,5		5	10	
Diámetro ext. (mm)	10,9	12	12	12,8	15,4	15,4
Diámetro int. (mm)	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5
Altura (mm)	42,5	75	75	74,5	95	95
Material	Polipropileno					
Estéril	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Fondo	Redondo					
Tapón	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Tipo de tapón	-	-	Con aletas	Con aletas	-	Con aletas
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	3000					
Faldón	No					
Graduación	No					
Área de marcado	No					
Color	Transparente	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Temperatura de uso	-20 °C a +120 °C					
Unid./caja	4 bolsas de 1500 tubos	5 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 625 tubos	4 bolsas de 500 tubos	5 bolsas de 250 tubos	4 bolsas de 250 tubos
Ref. tubo solo	**080044**	**080073**	**-**	**-**	**080031**	**-**
Ref. con tapón rojo	**-**	**-**	**080075**	**080072**	**-**	**080084**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de polipropileno con cuello recto Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE



Volumen (ml)	4	5	12	14
Diámetro ext. (mm)	11,8	12	16,1	18
Diámetro int. (mm)	10,1	10	13,5	15
Altura (mm)	54,7	74,2	98,9	95
Material	Polipropileno			
Estéril	No			
Fondo	Redondo			
Tapón	No			
Autoclavable	Sí			
Velocidad máx centrifugación (g)	5800	5800	5800	4800
Faldón	No			
Graduación	No			
Área de marcado	No			
Color	Translúcido			
Temperatura de uso	-196 °C a +120 °C			
Unid./caja	15 bolsas de 240 tubos	8 bolsas de 250 tubos	Bolsas de 1600 tubos	Bolsas de 1500 tubos
Ref. tubo solo	**112201**	**115201**	**160201**	**187201**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**