
Tubos de polipropileno de cuello recto Nalgene™



Volumen (ml)	12	15		16	38		50		100
Diámetro (mm)	15,8	16,8	15,8	17,8	25,2	28,7	28,5	28,4	31,5
Altura (mm)	102,1	118,6	112,8	98,6	88,1	133,1	102,4	102	163,1
Material	Copolímero de polipropileno								
Estéril	No								
Fondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sin								
Velocidad máx centrifugación (g)	50000	6000	50000	50000	50000	6000	50000	50000	50000
Faldón	No								
Graduación	No	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No
Área de marcado	No								
Color	Translúcido								
Temperatura de uso	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C	0 °C a +135 °C
Unid./caja	10 tubos								
Ref. tubo solo	**029211**	**029207**	**029212**	**029213**	**029214**	**029208**	**029215**	**028444**	**029216**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubo de polipropileno con cuello recto Simport®



Volumen (ml)	5							8	14	15
Diámetro ext. (mm)	12	12	12	12	12	12	12	13	17	17
Altura (mm)	75	75	75	75	75	75	75	100	100	120
Material	Polipropileno									
Estéril	No									
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico
Tapón	Sin									
Autoclavable	Sí									
Velocidad máx centrifugación (g)	3000									
Faldón	No									
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí (0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 y 15 ml)
Área de marcado	No									
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Azul	Verde	Naranja	Amarillo	Transparente	Transparente	Translúcido
Temperatura de uso	0 °C a +135 °C									
Especificidad	-	-	Low binding	-	-	-	-	-	-	Químicamente inerte; sin metales
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tubo solo	**039433**	**039382**	**039384**	**039434**	**039435**	**039436**	**039442**	**039386**	**039445**	**039392**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB