Tubos con cuello recto de polipropileno



Volumen (ml)	5								
Ø ext. (mm)	12								
Altura (mm)	75								
Material	Polipropileno								
Estéril	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	No								
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	1500								
Faldón	No								
Graduación	No								
Área de marcado	No								
Color	Natural	Natural	Natural	Amarillo	Naranja	Rojo	Violeta	Azul	Verde
Temperatura de uso	-40 °C a +90 °C								
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, de ATP y endotoxinas, certificado bajas trazas de metales, conforme IATA 95 kPa, USP clase VI								
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 3000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tubo solo	**949941**	**949942**	**949929**	**949932**	**949933**	**949934**	**949935**	**949936**	**949937**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Volumen (ml)	5			8			14					
Ø ext. (mm)	12	12	12	13	13	13	13	17	17	17	17	17
Altura (mm)	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Material	Polipropileno											
Estéril	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí
Fondo	Redondo											
Tapón	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Tipo de tapón	Snap doble posición	Snap doble posición	Con aletas	-	-	-	-	-	-	Snap doble posición	Snap doble posición	Snap doble posición
Autoclavable	Sí											
Velocidad máx centrifugación (g)	1500											
Faldón	No											
Graduación	No											
Área de marcado	No											
Color	Natural											
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, de ATP y endotoxinas, certificado bajas trazas de metales, conforme IATA 95 kPa, USP clase VI											
Temperatura de uso	-40 °C a +90 °C											
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsa de 125 tubos	Bolsa de 25 tubos
Ref. tubo solo	**949944**	**949946**	**949948**	**949953**	**949956**	**949957**	**949960**	**949965**	**949966**	**949962**	**949968**	**949970**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**