

Tubos de poliestireno con cuello recto Corning Gosselin™

CORNING



Volumen (ml)	2		3,5	4	5	10			
Ø ext. (mm)	10,9	10,9	11,8	12	12,8	15,4	15,4	21	21
Ø int. (mm)	8,9	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5	-	-
Altura sin tapón (mm)	42,5	42,5	75	75	74,5	95	95	82	82
Material	Poliestireno								
Estéril	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Cónico
Tapón	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí
Tipo de tapón	-	Con aletas	-	Con aletas	Con aletas	-	Con aletas	-	Entrante
Autoclavable	No								
Velocidad máx centrifugación (g)	3000								
Faldón	No								
Graduación	No								
Área de marcado	No								
Color	Transparente								
Temperatura de uso	-40 °C a +65 °C								
Unid./caja	4 bolsas de 1500 tubos	4 bolsas de 1250 tubos	6 bolsas de 500 tubos	4 bolsas de 625 tubos	4 bolsas de 500 tubos	5 bolsas de 250 tubos	4 bolsas de 250 tubos	5 bolsas de 250 tubos	5 bolsas de 250 tubos
Ref. tubo solo	**080043**	**-**	**080067**	**-**	**-**	**080030**	**-**	**080000**	**-**
Ref. tapón rojo	**-**	**080045**	**-**	**080074**	**080064**	**-**	**080040**	**-**	**080010**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de poliestireno con cuello recto Greiner Bio-One



Volumen (ml)	4,5	5		10	12	14	20
Diámetro ext. (mm)	12,4	12	16	14	16	17	16
Diámetro int. (mm)	10	10	-	12	14	15	13,7
Altura (mm)	75	75	65	100	100	100	151
Material	Poliestireno						
Estéril	No						
Fondo	Redondo						
Tapón	No						
Autoclavable	No						
Velocidad máx centrifugación (g)	4800	5800	5800	4000	5800	5200	-
Faldón	No						
Graduación	No						
Área de marcado	No						
Color	Transparente						
Temperatura de uso	-20 °C a +60 °C						
Unid./caja	Bolsas de 2500 tubos	8 bolsas de 250 tubos	6 bolsas de 300 tubos	Bolsas de 1400 tubos	Bolsas de 1600 tubos	Bolsas de 1500 tubos	Bolsas de 1500 tubos
Tubo solo	**120101**	**115101**	**151101**	**136101**	**160101**	**187101**	**169101**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB