Tubos de poliestireno con cuello recto Biosigma





Volumen (ml)	3	5
Diámetro ext. (mm)	11,5	12
Diámetro int. (mm)	10,7	
Altura (mm)	55	86
Material	Poliestireno	
Estéril	No	
Fondo	Redondo	
Tapón	Sin	
Autoclavable	No	
Faldón	No	
Graduación	Sí	
Área de marcado	No	
Color	Transparente	
Temperatura de uso	-10 °C a +50 °C	
Unid./caja	6000 tubos	4000 tubos
Tubo solo	**390595**	**395035**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos de poliestireno con cuello recto Nunc™









Volumen (ml)	4	5	12		14	
Diámetro (mm)	11	12	15	15	17	17
Altura (mm)	70	75	100	100	110	110
Material	Poliestireno; tapón de polietileno					
Estéril	No	No	No	Sí	No	Sí
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Cónico
Tapón	Sí					
Tipo de tapón	Entrante					
Tipo de cuello	Recta					
Autoclavable	No					
Velocidad máx centrifugación (g)	3000	3000	-	-	-	-
Faldón	No					
Graduación	Sí 1 graduación a 2,5 ml	Sí 1 graduación a 2,5 ml	Sí, 2 graduaciones a 5 y 10 ml	Sí, 2 graduaciones a 5 y 10 ml	Sí, 2 graduaciones a 5 y 10 ml	Sí, 2 graduaciones a 5 y 10 ml
Área de marcado	No					
Color	Transparente					
Temperaturas de uso	+20 °C a +90 °C					
Unid./caja	24 bolsas de 150 tubos	3 bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 150 tubos	5 bolsas de 100 tubos	18 bolsas de 100 tubos	5 bolsas de 100 tubos
Ref. Tapón Natural	**056032**	**056035**	**056039**	**056041**	**056043**	**056044**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**