Tubos de poliestireno con cuello recto Simport®



Volumen (ml)	5						8	14	15	
Ø ext. (mm)	12	12	12	12	12	12	13	17	17	17
Altura (mm)	75	75	75	75	75	75	100	95	120	120
Material	Poliestireno									
Estéril	No									
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico	Cónico
Tapón	Sin									
Tipo de cuello	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recta	Recto con borde	Recto con borde
Autoclavable	No									
Velocidad máx centrifugación (g)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
Faldón	No									
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 y 15 ml	Sí 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 y 15 ml
Área de marcado	No									
Color	Transparente	Transparente	Azul	Verde	Naranja	Amarillo	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Temperatura de uso	+20 °C a +90 °C									
Especificidad	-	-	-	-	-	-	-	-	Químicamente inerte; sin metales	
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	10 bolsas de 100 tubos	Bolsas de 1000 tubos
Ref. tubo solo	**039426**	**039431**	**039427**	**039428**	**039429**	**039430**	**039385**	**039443**	**039390**	**039391**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB