


Tubos de poliestireno con cuello recto Labcon





Volumen (ml)	5							
Ø ext. (mm)	12							
Altura (mm)	75							
Material	Poliestireno							
Estéril	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Fondo	Redondo							
Tapón	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de tapón	-	-	-	-	Snap doble posición	Snap doble posición	Snap doble posición	Con aletas
Autoclavable	Sí							
Velocidad máx centrifugación (g)	3000							
Faldón	No							
Graduación	No							
Área de marcado	No							
Color	Natural							
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C							
Especificidad	Libre de DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas, certificado bajas trazas de metales, CE, IVD, conforme IATA 95 kPa, USP clase VI							
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 3000 tubos	Bolsas de 1000 tubos	1 bolsa de 1000 tubos y 1 bolsa de 100 tapones	8 bolsas de 125 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos
Ref. tubo solo	**949939**	**949940**	**949928**	**949930**	**949938**	**949943**	**949945**	**949947**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**





Volumen (ml)	8			14					
Ø ext. (mm)	13	13	13	13	17	17	17	17	17
Altura (mm)	100								
Material	Poliestireno								
Estéril	No	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí
Fondo	Redondo								
Tapón	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Tipo de tapón	-	-	-	-	-	-	Snap doble posición	Snap doble posición	Snap doble posición
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	3000								
Faldón	No								
Graduación	No								
Área de marcado	No								
Color	Natural								
Temperatura de uso	-80 °C a +122 °C								
Especificidad	Libre de DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas, certificado bajas trazas de metales, CE, IVD, conforme IATA 95 kPa, USP clase VI								
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	8 bolsas de 125 tubos	8 bolsas de 125 tubos	Bolsas de 1000 tubos	Bolsas de 125 tubos	Bolsas de 25 tubos
Ref. tubo solo	**949952**	**949954**	**949955**	**949959**	**949963**	**949964**	**949961**	**949967**	**949969**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**